

Katalóg načúvacích prístrojov a príslušenstva

Unitron



Výdajňa audioprotetických pomôcok



15 %

Svetovej populácie v dospelom veku do určitej miery trpí stratou sluchu

75 %

Dospelých trpiacich stratou sluchu nemá viac než 65 rokov

95 %

Ľuďom trpiacim stratou sluchu môže pomôcť používanie načúvacích prístrojov

Kontakty

Zdravotnícky reprezentant pre načúvacie prístroje

Dušan Valach
+421 910 703 454
+421 902 966 567
d.valach@protetika.sk

Zdravotnícky reprezentant pre načúvacie prístroje

Ing. Radka Lacková
+421 902 966 552
r.lackova@protetika.sk

Výdajňa audioprotetických pomôcok
Bojnická 10
823 65 Bratislava

Načúvacie prístroje dokážu pomôcť




Ak máte problémy so sluchom, vedzte,
že na to nie ste sami.

Poskytujeme ľuďom so stratou sluchu čo najkvalitnejšiu starostlivosť.
Úzko spolupracujeme s lekármi,
aby sme Vám ponúkli načúvacie zariadenia, ktoré výrazne zlepšia kvalitu Vášho života.
Pretože počutie sa nás týka!


Ktorý štýl je pre Vás ten správny?

Určité štýly sú pre konkrétné potreby načúvania najlepšie


Reproduktor vo zvukovode (RIC)




Závesný načúvací aparát (BTE)



Zvukovodový načúvací aparát (ITE)



Kde zaznamenávate problémy so sluchom?



Prečo sú dve uši lepšie ako jedno

- Lepšie porozumenie reči a rozhovorov
- Lepšia lokalizácia zvukov (odkiaľ prichádzajú zvuky)
- Vylepšené vnímanie vzdialosti od zvuku
- Lepšia kvalita zvuku
- Zvuky sú vyváženejšie

Načúvacie prístroje

Moxi Blu

Novinka!

PREDSTAVUJEME MOXI BLU

Navigácia pri neočakávaných súčastiach života si vyžaduje spontánnosť počnúc improvizovanými cestami až po stretávanie starých priateľov.

Načúvacie prístroje, ktoré s Vami dokážu udržať krok.

Preto sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť najnovšiu rodinu načúvacích prístrojov Moxi Blu!

MOXI BLU 3

Možnosť automatického nastavenia na prispôsobenie viacerých a komplexných zvukových prostredí



Rozhovor v tichom prostredí



Rozhovor v dave



Navrhnuté so zreteľom na život

Úzky navrchu pre pohodlné nosenie.

Hmatové multifunkčné tlačidlo pre jednoduché použitie.



Vyfarbite si
svoju voľbu



Každý nabíjateľný produkt
sa dodáva s praktickým nabíjacím puzdrom.



Načúvacie prístroje

Moxi Blu

Naša rodina načúvacích prístrojov Moxi Blu bola navrhnutá na pohodlné nosenie a jednoduché použitie.



Novinka!


Moxi B-R

Je náš najmenší lítium-iónový nabíjateľný prístroj
(nabíjacie puzdro je súčasťou balenia)




Moxi B-312


Je náš najmenší prístroj RIC s tradičnou jednorazovou batériou 312




S receiver



M receiver



P receiver



UP receiver

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N3832A	BLU Moxi B3-312 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, batéria 312, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	404,54 €	400,49 €	4,05 €
N1.3	N3836A	BLU Moxi B3-R RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, integrovaná Li-ion batéria, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app, nabíjačka	544,54 €	400,49 €	144,05 €

Aplikácia Remote Plus

Vaše zážitky z počutia sú jedinečné a niekedy neočakávané.

Preto sme sa samých seba spýtali, ako môžeme Váš zážitok z počutia ešte viac vylepšiť?

Odpoveď: **Aplikácia Remote Plus**

Vďaka Aplikácii Remote Plus sú personalizácia a pohodlie vo Vašich rukách.

Získajte včas tipy a rady, prispôsobte si zvuk a zvoľte si spôsob starostlivosti o sluch.

Všetko, čo potrebujete nájdete priamo vo Vašom smartfóne.




Ak chcete začať, vyhľadajte položku „Unitron Remote Plus“ v obchode App Store alebo Google Play a po spustení aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke. Je to také jednoduché!

Aplikáciu Remote Plus je možné používať len s načúvacími prístrojmi spoločnosti Unitron s technológiou Bluetooth®. Aplikácia Remote Plus funguje na smartfónoch Apple s operačným systémom iOS 12 a novším a na smartfónoch s operačným systémom Android s verziou 7 alebo novšou.

Načúvacie prístroje

Moxi Fit



• Maximálna sústredenosť

Pacienti sa chcú opäť zapájať do rozhovorov.

A my Vám toto prianie dokážeme splniť.

• Zrozumiteľné rozhovory

Tichý rozhovor dvoch ľudí. Rozhovor v skupinke ľudí.


Rozhovor v reštaurácii plnej ľudí,

či dokonca aj s ventilátorom alebo hlukom premávky v pozadí.

Nech je to akýkoľvek rozhovor, našim hlavným cieľom je

porozumenie reči.

Program SoundNav ponúka presnejšie rozpoznanie siedmich rôznych typov prostredí, pričom štyri z nich sú zamerané špeciálne na rozhovory.



Standard receiver (xS)

Power receiver (xP)

Super power receiver (xSP)

7



Hlučné prostredie

Rozhovory



Tiché prostredie

Hudba



Rozhovor v tichom prostredí



Rozhovor v skupinke ľudí



Rozhovor v dave



Rozhovor v hlučnom prostredí

Čo ponúka prístroj MOXI

PRO 800 700 600 500

Kanály	20	20	16	10	6	
Hlavné Charakteristiky						
SpeechZone 2	Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcou z akéhokoľvek smeru					
Binaurálne priestorové spracovanie zvuku	Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby určili smer prichádzajúceho zvuku	•	•			
SoundNav	Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov	7	6	5	2 AutoMic prostredí	
Sound Conductor	Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku	•	•	•	•	
MyMusic	Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň	Automaticky binaurálne				
Binaurálny Telefón	Prenáša rozhovor z ucha priloženého k telefónu do opačného ucha, bez potreby použitia akéhokoľvek doplnku	•	•	•	•	
Automatic Adaptation Manager	Od prvého nasadenia prístroja inteligentne a citlivu postupne prispôsobuje pacientom úroveň zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne porozumenie reči z dlhodobého hľadiska	•	•	•	•	
Funkcie						
Smerové prispôsobenie	Technológia smerovej orientácie, ktorá rozpoznáva a potláča viaceru zdrojov hluku v pozadí	Viac pásiem	Viac pásiem		•	
Pinna Effect	Opäťovne vytvára v uchu akustické podmienky pre prirodzenejšie vnímanie smeru prichádzajúceho zvuku	•	•	•	•	
Frekvenčná kompresia	Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti	•	•	•	•	
AntiShock	Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený náhlymi pulznými zvukmi	•	•	•	•	

Objavte pre seba najlepšiu úroveň technológie



T Pro – zachytáva reč zo všetkých smerov v tých najnáročnejších situáciách a poskytuje tú najrealistickejšiu skúsenosť pri počúvaní všetkých typov zvukov vrátane nádherne znejúcej hudby

T 800 – zdôrazňuje reč z viacerých smerov v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí a poskytuje realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach vrátane nádherne znejúcej hudby

T 700 – zdôrazňuje reč spredu v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí a poskytuje realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach

T 600 – zvýrazňuje reč a poskytuje pohodlnú možnosť počúvania

T 500 – vylepšuje počutie v tichších prostrediach

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N95895	T Moxi Fit 500 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 6 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €
N4.2	N95896	T Moxi Fit 600 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 10 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	396,00 €	396,00 €	0,00 €

Načúvacie prístroje


SHINE REV+ RIC

Či už ste na veľkom rodinnom stretnutí, alebo na romantickej večeri pre dvoch, vonku s priateľmi, alebo pozerať doma televíziu, SHINE REV+ RIC uspokojí Vaše potreby.

S načúvacími prístrojmi SHINE REV+ RIC si budete môcť užívať počúvanie a rozhovory bez námahy.



Čo ponúka prístroj SHINE REV+ RIC



Hlavné Charakteristiky

Popis

Manuálne
Programy

4

Tinnitus
Masker

•

AntiShock

Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený náhlym pulznými zvukmi

•

Sound
Conductor

Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku

•

Frekvenčná
komprezia


Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti

•

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N1574A	Shine Rev + RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, typ batérie 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, komprezia frekvencie	274,54 €	274,54 €	0,00 €

Načúvacie prístroje Stride

Načúvací prístroj Stride si zamilujete!
Vďaka dômyselnému dizajnu tohto
závesného načúvacieho prístroja,
ktorý ma v sebe zabudované tlačidlá
na ovládanie hlasitosti, je jeho ovládanie jednoduché.



Závesný a nenápadný
s dizajnom budúcnosti



Načúvacie prístroje Stride sú špičkou v dizajne,
ktorý kladie najväčší dôraz na spokojnosť pacienta.
Tento rad závesných načúvacích prístrojov (BTE) ponúka pôsobivý dizajn,
pohodlné nosenie, intuitívne ovládanie, ktoré pacienti tak veľmi obľubujú,
ako aj možnosti, ktoré uspokoja každú ich požiadavku.

Kedže sú načúvacie prístroje Stride postavené na platforme North,
ktorá prináša nové vnímanie prirodzeného zvuku,
sú vybavené technológiou,
ktorá pacientom umožňuje sústrediť sa na rozhovory v akomkoľvek prostredí.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N95885	T Stride P500 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 6 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	229,77 €	229,77 €	0,00 €
N1.2	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	355,77 €	134,00 €
N1.4	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €*	489,77 €*	0,00 €*

*ceny platia pre deti do 18 rokov

13

Čo ponúka prístroj Stride

PRO 800 700 600 500

Kanály	20	20	16	10	6
--------	----	----	----	----	---

Hlavné Charakteristiky

Popis

SpeechZone 2	Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcu z akéhokoľvek smeru	SpeechZone2					
Binaurálne priestorové spracovanie zvuku	Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby určili smer prichádzajúceho zvuku	•	•				
SoundNav	Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov	7	6	5	2	AutoMic	prostredí
Sound Conductor	Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku	•	•	•	•	•	•
Log It All	Zaznamenáva čas využívania všetkých siedmych prostredí v rámci funkcie SoundNav pre ďalšie technologické odporúčania	•	•	•	•	•	•
MyMusic	Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby	Automaticky binaurálne	•	•	•		
Binaurálny Telefón	Prenáša rozhovor z ucha priloženého k telefónu do opačného ucha, bez potreby použitia akéhokoľvek doplnku	•	•	•	•		
Automatic Adaptation Manager	Od prvého nasadenia prístroja inteligentne a citlivu postupne prispôsobuje pacientom úroveň zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne porozumenie reči z dlhodobého hľadiska	•	•	•	•	•	•

Funkcie



Smerové prispôsobenie	Technológia smerovej orientácie, ktorá rozpoznáva a potláča viacero zdrojov hluku v pozadí	Viac pásiem	Viac pásiem	•
Frekvenčná kompresia	Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti	•	•	•
AntiShock	Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený náhlymi pulznými zvukmi	•	•	•

Načúvacie prístroje

SHINE REV+ BTE

Dokonale pohodlné

Ponúkame dokonalé závesné načúvacie prístroje (BTE) značky Shine Rev+ pre každého: majú nenápadné ovládanie a disponujú výkonnými funkciemi, ktoré sa hodia takmer pre všetky prípady straty sluchu.



Shine Rev+ M

Shine Rev+ P

Shine Rev+ UP

Prístroj Shine Rev znižuje šum v pozadí a potlačuje nečakané rušivé zvuky, napríklad zvonenie, zvuk klaksónov a štekanie psov, čím dosahuje pohodlnnejšie a uspokojuivejšie počúvanie.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N1573A	Shine Rev + BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, 4 manuálne programy, M: batéria 312 <90 dB , P: batéria 13 < 110 dB, UP: batéria 675 < 120 dB	190,73 €	190,73 €	0,00 €

Načúvacie prístroje

T Max UP/SP



T Max je závesný načúvací prístroj určený pre ťažké až veľmi ľahké poruchy sluchu. Dokáže dať ľuďom to, čo chcú od začiatku: **POČUŤ**

Poskytuje technológie, ktoré boli vytvorené pre ťažké a veľmi ťažké poruchy sluchu tak, aby zabezpečili možnosť maximalizovať zrozumiteľnosť reči.

T Max je načúvacím prístrojom s funkciou „super power adaptability manažér“, aby sa dosiahla čo najväčšia zrozumiteľnosť reči a dlhodobá ochrana sluchu pri ťažkých a veľmi ťažkých poruchách.

T Max má funkciu kompresie frekvencie – komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti.

Dostupný vo variante T Max E SP a T MAX UP.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.2	N1163A	T Max SP/UP 500 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, veľmi ťažké poruchy, 6 kanálov, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie 2, batéria 13 < 110 db, batéria 675 < 120 db	230,52 €	230,52 €	0,00 €

Čo ponúka prístroj T Max UP/SP


PRO 800 700 600 500

Kanály	20	20	16	10	6
--------	----	----	----	----	---


Hlavné Charakteristiky

Popis

SpeechZone 2	Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcou z akéhokoľvek smeru	SpeechZone2				
SoundNav	Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov	7	7	6	3	AutoMic
MyMusic	Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby	Automaticky	•	•	•	
Sound Conductor	Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku	•	•	•	•	•
Frekvenčná kompresia	Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti	•	•	•	•	•



T MAX UP



T MAX SP

Načúvacie prístroje T STRIDE/INSERA 500 ITE

Načúvacie prístroje Insera sú Vám prispôsobené v každom ohľade.

Sú vytvarované tak, aby sa presne prispôsobili tvaru Vášho ucha.

Ich funkcie a úroveň technológií sa zhodujú s Vaším jedinečným životným štýlom.

Budete tak skvelo počuť všetko. A navyše si môžete vybrať z celej škály telových farieb, takže si nikto ani nevšimne, že ich používate.

O čom sa hovorí v tých najlepších rozhovoroch?

O túžbach. Čestnosti. Smiechu. Empatii. Tie najlepšie rozhovory v sebe skrývajú niečo špeciálne. Načúvacie prístroje Insera Vás dostanú do srdca rozhovorov, ktoré nechcete zmeškať. Vo forme prispôsobenej na mieru


Vašim potrebám.



Načúvacie prístroje Insera sú Vám prispôsobené v každom ohľade. Sú vytvarované tak, aby sa presne prispôsobili tvaru Vášho ucha.

Ktoré farebné prevedenie Vás osloviло?





Počúvajte ešte dlhšie

Vďaka nášmu najmenšiemu na mieru
vyrobeného načúvaciemu prístroju predĺžite
životnosť každej batérie o 20 % - to znamená
približne 16 hodín používania navyše.



Smerové s plnou výplňou



Smerové minikanálové



Smerové kanálové



Mini kanálový



CIC
(celkom
vo zvukovode)



IIC
(neviditeľné
vo zvukovode)

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N95890	T Stride/Insera 500 ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, AutoMIC programy, typ batérie 13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €

Načúvacie prístroje

SHINE REV+ ITE



Digitálny, zvukovodový načúvací prístroj, navrhnutý tak, aby sa dokonale prispôsobil Vášmu uchu. Každé ucho je iné, preto Vám načúvacie prístroje SHINE REV+ ITE ponúkajú ten najlepší personalizovaný výkon, takže budete počuť každé slovo z rozhovoru.


Zažite počutie ako naozaj

Zamilujete si zvuky všetkého okolo Vás, ktoré budú znieť realisticky. Budete vedieť o všetkom, čo sa okolo Vás deje a navyše budete všetko počuť tak, ako to má byť.


Jednoduchá obsluha

Stačí jeden úkon a načúvací prístroj máte vo svojom uchu. A už Vám nebude prekážať.


Čo ponúka prístroj SHINE REV+ ITE




Moderate power



Power



High power



Super power (13 & 312 only)

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N1575A	Shine Rev + ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 12 kanálov, 4 manuálne programy, typ batérie 13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	254,52 €	254,52 €	0,00 €

**„Pomôže mi tento načúvací
prístroj?“**

„Bude pohodlný?“

„Nebude príliš nápadný?“

Pri výbere načúvacieho prístroja je normálne mať veľa otázok. Práve preto sme tu pre Vás MY!


**Objavte
riešenie,
ktoré Vám
perfektne
sadne.**




Chystáte sa spraviť veľmi dôležitý krok na Vašej ceste za dobrým sluchom!

95 % osôb s poruchami sluchu môže načúvací prístroj skutočne pomôcť. Dokonca sa zistilo, že načúvacie prístroje významne zlepšujú vzťahy v domácnosti a s rodinou, zvyšujú sebavedomie, zlepšujú zdravie i život ako celok.


Individuálne ušné koncovky



Plne odľahčená ušná koncovka, tvrdá



Plytko odľahčená ušná koncovka, tvrdá



Hlboko odľahčená ušná koncovka, mäkká



Ušná koncovka pre plavcov, mäkká

Podskupina	ŠÚKL	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N3	N30714	Individuálna ušná koncovka	plne odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30715	Individuálna ušná koncovka	odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30716	Individuálna ušná koncovka	hlboko odľahčená, mäkká	13,09 €	13,09 €	0,00 €
-	-	Individuálna ušná koncovka	pre plavcov	13,09 €	0,00 €	13,09 €


Príslušenstvo



Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
-	-	Remote control 3	Diaľkový ovládač k vybraným zariadeniam	132,00 €	0,00 €	132,00 €
-	-	TV SET slúchadlá	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) WiFi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	159,00 €	0,00 €	159,00 €
-	-	TV SET slučka	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) WiFi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	159,00 €	0,00 €	159,00 €
-	-	TV SET batéria	Náhradná Li-Pol batéria k TV SET-u	15,00 €	0,00 €	15,00 €



TV SET slúchadlá



„Zvuk je taký ostrý a jasný, že sa budete čudovať, ako ste sa bez neho zaobišli.“

Úžasný, ľahko použiteľný systém zabezpečuje dodanie zvuku z Vášho televízora priamo do Vašich uší pri Vašich osobných nastaveniach hlasitosti a tónu.

Využíva najnovšiu technológiu 2,4 GHz. V optimálnych prípadoch je jeho dosah až 30 metrov.

Vysokofrekvenčná technológia 2,4 GHz funguje aj cez steny. Rozsah však závisí od typu budovy a prostredia.

Ked' je batéria plne nabitá, zariadenie s ňou môže pracovať až 6 hodín. Skutočná doba prevádzky závisí od hlasitosti počúvania.

Silikónové koncovky na slúchadlách je možné vymeniť a vyčistiť..



Hlasová protéza ELEKTROLARYNX



SERVOX digital XL je rečová pomôcka určená pre pacientov, ktorí stratili hlas následkom poranenia, choroby, alebo po vyoperovaní hrtana. S týmto prístrojom majú možnosť znova získať schopnosť komunikovať.

SERVOX digital XL môžu používať aj pacienti, ktorí dočasne stratili hlas následkom tracheostómie a kvôli ochoreniu si musia chrániť hlasový orgán, ako aj pacienti pripojení na respirátor.

Dokonca aj pacienti, ktorí sa naučili pažerákovú reč, môžu v rôznych situáciách používať SERVOX digital XL, napr., ak chcú telefonovať, na pracovných stretnutiach, ak sú unavení, chorí, alebo vystresovaní, v prípade núdze, ako aj v situáciach, kedy je nutné hovoriť veľmi nahlas.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Dopolňok pacienta
N5.1	N59886	Hlasová protéza ELEKTRO LARYNX	Hlasová protéza SERVOX digital umožňuje pacientom, ktorí stratili hlas následkom poranenia, ochorenia, alebo operatívneho odstránenia hrtana, rýchlo znova zrozumiteľne hovoriť.	711,57 €	711,57 €	0,00 €
N5.2	N52875	Akumulátor Servox	Nabíjacia batéria ku hlasovej protéze.	21,50 €	21,50 €	0,00 €

Tlmiče hluku

Žijeme vo svete hluku a hlasných zvukov.

Ľudia všetkých vekových kategórií, mladí aj starí, sú vystavení riziku straty sluchu z dôvodu dlhodobého vystavovania sa hlučnému prostrediu v rôznych situáciach, ako je počúvanie hlasnej hudby na koncierte, či hluk na pracovisku.

Preto Vám s radostou predstavujeme tlmiče hluku CRESCENDO!

Všeobecné informácie:

- Certifikát ISO 9001:2015
- Pomáha predchádzať poškodeniu sluchu
- Prirodzený zvuk a ventilácia ucha vďaka širokému otvoru filtra
- Široký sortiment akustických filtrov pre priemyselné, hudobné, strelecké a voľno časové aktivity

Tipy:


- Výborne sedia – rôzne veľkosti
- TPE (lekárska kvalita) suroviny bez ftalátov a latexu
- Hygiena – umývateľné teplou vodou a mydlom

Filtre:

- 100 % akusticky testované
- Umožňuje prirodzený zvuk
- Udržuje situačné povedomie a komunikáciu
- Umývateľné vodou




Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
-	-	Zátky do uší Crescendo	Silikónové zátky do uší pre rôzne situácie v praktickom obale vždy pri sebe. Prevedenie podľa úrvne hluku 15-25 dB. Pre kanceláriu, priemysel, šport, spánok, hudbu, plávanie ...	29,90 €	0,00 €	29,90 €




Heavy industry 25

Navrhnuté ako osobné ochranné prostriedky pre hlučné pracovné prostredie, ako sú strojárne, továrne, staveniská a pod. Hlučnosť sa zníži až o 25 dB, vďaka čomu je bezpečný na 8 hodín nepretržitého používania v akomkoľvek prostredí až do 100 dB.




Moto 25

Hladina hluku v motocyklovej prilbe pri rýchlosi 100 km/h môže dosiahnuť až 105 dB. Tlmiče hluku Moto 25 poskytuje redukciu hluku v plnej frekvencii, a zároveň umožňuje počutie premávky, prípadne rozhovor.




Sleep 25

Znižuje zvuk na nerušivú úroveň. Akustické filtre sú navrhnuté tak, aby umožňovali vstup vzduchu do ucha, a preto sú pohodlné na dlhodobé nosenie. Opäťovne použiteľné umývateľné a navrhnuté tak, aby Vám pomohli mať pokojný nočný spánok.



Music

Navrhnuté špeciálne pre návštěvníkov koncertov a hudobných nadšencov. Akustické sietové filtre poskytujú plnú frekvenciu, príjemný zvuk, znížený na bezpečnú úroveň počúvania. Umožňuje bezpečné počúvanie hudby až 8 hodín s hlučnosťou 105 dB.



Shooting 20

Vyvinutý pre orgány činné v trestnom konaní, vojenskom využití. Má certifikáciu ANSI IIL pre imulzný hluk až do 166 dB, kde poskytuje útlm 33 dB, čím zaistuje optimálnu ochranu pred najvyššími úrovňami impulzného zvuku, pri zachovaní prehľadu o situácii.

Office 15

Diskrétné tlmiče hluku s redukciou hluku určené na celodenné nosenie bez podráždenia. Zatiaľ čo iné kancelárské chrániče slchu, ako sú penové štuple do uší, môžu znieť tlmené a neprirodzene, tieto akustické filtre poskytujú redukciu zvuku v plnej frekvencii.



Swim & Surf 15

Tieto zátky do uší sú špeciálne navrhnuté tak, aby blokovali vodu a nie hluk. Budete môcť počuť všetky zvuky a budete plne vnímať situáciu, zatiaľ čo Vaše uši budú chránené pred vodou a studeným vetrom.



Fly 20

Univerzálny chránič sluchu regulujúci tlak, navrhnutý špeciálne pre použitie v lietadle. Pokročilá membránová technológia znižuje hluk pozadia a tiež reguluje tlak vzduchu počas vzletu a pristátia.

Cenník

Načúvacie prístroje

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.2	N95885	T Stride P500 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 6 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	229,77 €	229,77 €	0,00 €
N1.2	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	355,77 €	134,00 €
N1.4	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMixc programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	489,77 €	0,00 €
N1.2	N1573A	Shine Rev + BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, 4 manuálne programy, M: batéria 312 <90 dB , P-batéria 13 < 110 dB, UP: batéria 675 < 120 dB	190,73 €	190,73 €	0,00 €
N1.2	N1163A	T Max SP/UP 500 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, veľmi ľahké poruchy, 6 kanálov, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie 2, batéria 13 < 110 db, batéria 675 < 120 dBG	230,52 €	230,52 €	0,00 €
N1.3	N95890	T Stride/Insera 500 ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, AutoMIC programy, typ batérie 13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €
N1.3	N1575A	Shine Rev + ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 12 kanálov, 4 manuálne programy, typ batérie 13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	254,52 €	254,52 €	0,00 €

Cenník

Načúvacie prístroje

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N1.3	N1574A	Shine Rev + RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, typ batérie 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	274,54 €	274,54 €	0,00 €
N1.3	N95895	T Moxi Fit 500 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 6 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €
N4.2	N95896	T Moxi Fit 600 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 10 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	396,00 €	396,00 €	0,00 €
N1.3	N3832A	BLU Moxi B3-312 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, batéria 312, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	404,54 €	400,49 €	4,05 €
N1.3	N3836A	BLU Moxi B3-R RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, integrovaná Li-ion batéria, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app, nabíjačka	544,54 €	400,49 €	144,05 €

Cenník

Individuálne ušné koncovky

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N3	N30714	Individuálna ušná koncovka	plne odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30715	Individuálna ušná koncovka	odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30716	Individuálna ušná koncovka	hlboko odľahčená, mäkká	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30718	Individuálna ušná koncovka	k zvukovodovým prístrojom	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30719	Individuálna ušná koncovka	špeciálna	13,09 €	13,09 €	0,00 €
-	-	Individuálna ušná koncovka	pre plavcov	13,09 €	0,00 €	13,09 €
N3	N87941	Individuálna ušná koncovka	c shell	24,99 €	13,09 €	11,90 €

Príslušenstvo

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
-	-	Remote control 3	Diaľkový ovládač k vybraným zariadeniam	132,00 €	0,00 €	132,00 €
-	-	TV SET slúchadlá	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	159,00 €	0,00 €	159,00 €
-	-	TV SET slučka	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	159,00 €	0,00 €	159,00 €
-	-	TV SET batéria	Náhradná Li-Pol batéria k TV SFT-11	15,00 €	0,00 €	15,00 €

Hlasové protézy

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
N5.1	N59886	Hlasová protéza ELEKTRO LARYNX	Hlasová protéza SERVOX digital umožňuje pacientom, ktorí stratili hlas následkom poranenia, ochorenia, alebo operatívneho odstránenia hrtana, rýchlo znova zrozumiteľne hovoriť.	711,57 €	711,57 €	0,00 €
N5.2	N52875	Akumulátor Servox	Nabíjacia batéria ku hlasovej protéze.	21,50 €	21,50 €	0,00 €

Tlmiče hluku - zátoky do uší

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poistovne	Doplatok pacienta
-	-	Zátoky do uší Crescendo	Silikónové zátoky do uší pre rôzne situácie v praktickom obale vždy pri sebe. Prevedenie podľa úrvne hluku 15-25 dB. Pre kanceláriu, priemysel, šport, spánok, hudbu, plávanie ...	29,90 €	0,00 €	29,90 €



Filozofia spoločnosti PROTETIKA, a.s.

Je založená na príbehoch reálnych ľudí,
ktorým hendikep mení celý svet.

Sídlo spoločnosti:
PROTETIKA, a.s.
Bojnická 10
823 65 Bratislava

predaj@protetika.sk
+421 2 442 57 456

www.protetika.sk