

PROTETIKA®



100
R O K O V
ORTOPEDICKÁ TRADÍCIA



KATALÓG

2023/24

sériových zdravotníckych pomôcok



Spoločnosť **PROTETIKA** získala už po tretí krát titul **Business Superbrands Slovakia.**


Pečať kvality Superbrands Slovakia odzrkadľuje schopnosť značky plniť svoje sľuby, inovovať a neustále napredovať s jasnou víziou starostlivosti o zdravie klientov.



OBSAH

VÝDAJNE A PREDAJNE PROTEIKA	4
PROTETIKA - 100 ROKOV SLOVENSKEJ ORTOPEDICKEJ TRADÍCIE	5
EXTENČNÉ GOLIERE	6
NAPOMÍNACIE BANDÁŽE	7
ORTÉZY TRUPU	8
ORTÉZY RAMENA	14
ORTÉZY LAKŤA	15
ORTÉZY ZÁPÄSTIA	18
ORTÉZY KOLENA	21
ORTÉZY STEHNA	26
ORTÉZY ČLENKA	26
ORTOPEDICKÉ VLOŽKY	29
SILIKÓNOVÉ VLOŽKY	32
POLOHOVACIE POMÔCKY	33
HOME CARE	38
MATERIÁLY POUŽITÉ NA VÝROBU	43

PREDAJNE A VÝDAJNE PROTETIKA



BÁNOVCE

NAD BEBRAVOU

Výdajňa ZP
Hollého 1247,
957 01 Bánovce
nad Bebravou
0902 966 579

BANSKÁ BYSTRICA

Výdajňa ZP
FNsP F. D. Roosevelta,
Nám. L. Svobodu 1,
974 01 Banská Bystrica
0902 966 562

Predajňa ZP a obuvi
EUROPA SC
Na Troskách 25/14180
974 01 Banská Bystrica
0902 966 568

BOJNICE

Predajňa ZP a obuvi
Nemocničná 1382/7
972 01 Bojnice
0910 871 299

BRATISLAVA

Predajňa ZP a obuvi
Bojnická 10,
831 04 Bratislava
0902 965 631

Výdajňa ZP
Poliklinika,
Šustekova 2,
851 04 Bratislava
0902 966 584

Predajňa ZP a obuvi
M. Sch. Trnavského 8,
851 10 Bratislava
0902 965 101

ČADCA

Predajňa ZP a obuvi
Mierová 1725,
022 16 Čadca
0902 966 564

GALANTA

Výdajňa ZP
NsP Sv. Lukáša,
Hodská 373/38,
924 01 Galanta
0902 966 572

KOŠICE

Výdajňa ZP
FNsP, Tr. SNP 1,
040 66 Košice
0902 966 571

LEVICE

Výdajňa ZP
Šoltésovej 2214,
934 01 Levice
0902 966 581

MARTIN

Výdajňa ZP
Jesenského 8/4848,
036 01 Martin
0902 965 622

NOVÉ ZÁMKY

Predajňa ZP a obuvi
OC Aquario
Nitrianska cesta 111/A
940 34 Nové Zámky
0902 966 573

PIEŠŤANY

Výdajňa ZP
Winterova 29,
921 01 Piešťany
0902 966 578

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Výdajňa ZP
NsP, Nemocničná 986,
017 01 Považská
Bystrica
0902 966 570

PREŠOV

Predajňa ZP a obuvi
EPERIA SHOPPING MALL
Arm. Gen. L. Svobodu 25
080 01 Prešov
0902 966 561

RIMAVSKÁ SOBOTA

Výdajňa ZP
Šrobárová 1
979 01 Rimavská Sobota
0902 966 565

ROŽŇAVA

Výdajňa ZP
NsP Sv. Barbory,
Špitálska 1,
048 83 Rožňava
0902 966 575

SEREĎ

Výdajňa ZP
Mestská Poliklinika
Ivana Krasku 2464/38
926 01 Sereď
0910 875 034

TREBIŠOV

Výdajňa ZP
NsP, SNP 1079/76,
075 08 Trebišov
0902 966 577

TRENČÍN

Výdajňa ZP
Soblahovská 4,
911 70 Trenčín
0902 966 580

TRNAVA

Výdajňa ZP
Starohájska 11,
917 01 Trnava
0902 965 630

ZLATÉ MORAVCE

Výdajňa ZP
Bernolákova 24,
953 01 Zlaté Moravce
0902 966 569

ŽILINA

Výdajňa ZP
Zdravotné stredisko
MediHouse
V. Spanyola 63
010 01 Žilina
0902 966 574

PROTETIKA - 100 ROKOV SLOVENSKEJ ORTOPEDICKEJ TRADÍCIE

História predchodcu akciovej spoločnosti PROTETIKA Bratislava sa začala písať 1. januára 1923, kedy vznikla v Bratislave samostatná filiálka družstva invalidov - ODIP. PROTETIKA prešla za 100 rokov historickým a odborným vývojom a v súčasnosti je modernou, zákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje vlastnú sieť 24 výdajní a predajní Zdravotníckych pomôcok a obuvi na Slovensku. V roku 2001 získala spoločnosť PROTETIKA, a.s. ako prvý výrobca zdravotníckych pomôcok na Slovensku certifikát ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 a v súčasnosti zamestnáva 220 zamestnancov, ktorý sa podieľajú na vývoji a výrobe širokého spektra zdravotníckych pomôcok a obuvi. Značka PROTETIKA je zárukou kvality práve preto, že v sebe spája ortopedickú tradíciu, odborné znalosti a zručnosti zamestnancov a kontinuálne zavádzanie nových technológií do procesu výroby.

V spoločnosti PROTETIKA veríme, že naše zdravotnícke pomôcky umožňujú všetkým klientom návrat do plnohodnotného fungovania v normálnom živote.



EXTENČNÉ GOLIERE

GOLIER EXTENČNÝ LATEXOVÝ S BAVLNENÝM POŤAHOM

KÓD ZP: J94774



Funkcia: Stabilizácia, opora a mierna fixácia hornej a strednej krčnej chrbtice. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno používať pomôcku dlhodobo.

Indikácie:

- ✓ bolesti krčnej chrbtice zápalového a degeneratívneho pôvodu
- ✓ poúrazové stavy
- ✓ Bechtereva choroba
- ✓ diskopatia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
VÝŠKA GOLIERA (cm)	8	8	10	10
OBVOD KRKU (cm)	do 38	38 – 43	do 38	38 – 43

GOLIER EXTENČNÝ MOLITANOVÝ, ĽAHKÝ

KÓD ZP: J39791



Funkcia: Odľahčenie, mierna opora a stabilizácia strednej a hornej krčnej chrbtice s čiastočným zahrievacím efektom. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno používať pomôcku dlhodobo.

Indikácie:

- ✓ cervikokraniálny syndróm
- ✓ akútne algické stavy
- ✓ reumatické problémy
- ✓ doliečovanie traumatizmov
- ✓ diskopatia

VEĽKOSŤ	S	M	L
VÝŠKA GOLIERA (cm)	8 a 10	8 a 10	8 a 10
OBVOD KRKU (cm)	do 38	38 – 43	nad 43

GOLIER EXTENČNÝ Z POLYETYLÉNU

KÓD ZP: J32672



Funkcia: Opora a stabilizácia strednej a hornej krčnej chrbtice s oporou brady a možnosťou výškového nastavenia goliera. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno nosiť pomôcku dlhodobo.

Indikácie:

- ✓ spondylartróza
- ✓ diskopatia

VEĽKOSŤ Vyrába sa v jednej veľkosti pre obvod krku od 37 do 50 cm.

NAPOMÍNACIE BANDÁŽE


BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMA

TYP I

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Aktívnym ťahom v oblasti ramenného kĺbu napomína na správne držanie ramien a trupu.

Indikácie: ✓ bolesti a funkčné poruchy hornej hrudnej chrbtice
✓ chybné držanie tela s predsúvaním ramien



VEĽKOSŤ	1	2	3
ŠÍRKA CHRBTY (cm)	35 – 44	45 – 55	56 – 65
KÓD ZP	J39792	J39793	J39794

BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMOTEXTIL

TYP II

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Aktívnym ťahom v oblasti ramenného kĺbu napomína na správne držanie ramien a trupu.

Indikácie: ✓ bolesti a funkčné poruchy hornej hrudnej chrbtice
✓ chybné držanie tela s predsúvaním ramien



VEĽKOSŤ	1	2	3
ŠÍRKA CHRBTY (cm)	35 – 44	45 – 55	56 – 65
KÓD ZP	J39795	J39796	J39797

BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMOTEXTIL

TYP III

KÓD ZP: J22160

Funkcia: Cirkulárnym ťahom okolo ramien napomína na aktívne správne držanie tela, pôsobí proti hrudnej kyfóze a napomáha reklinovať brušnú stenu. Chrbtová časť je vystužená dlahami.

Indikácie: ✓ gulatý chrbát
✓ chybné držanie tela u detí a dospelujúcich
✓ vertebrogénny algický syndróm a preťaženie šijových svalov u dospelých



VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XI	XXL	XXXL
DĹŽKA CHRBTY (cm)	30 – 32	32 – 34	35 – 37	37 – 39	39 – 41	41 – 43	43 – 45
OBVOD PÁSU (cm)	63 – 66	67 – 69	70 – 73	74 – 79	78 – 85	86 – 93	94 – 102

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ DRIEKU

PA-1

KÓD ZP: J22116



Funkcia: Mierna stabilizácia driekovej chrbtice cirkulárnou kompresiou.

Indikácie:

- ✓ stavy po ľahších úrazoch a preťaženiach driekovej chrbtice
- ✓ vertebrogénny algický syndróm mierneho stupňa
- ✓ prevencia preťaženia diskov pri fyzickej námahe

VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	24	26,5	26,5	26,5	26,5

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ DRIEKU

PA-2

KÓD ZP: J22117



Funkcia: Pružným tlakom na prednú brušnú stenu podporuje reklináciu driekovej chrbtice. Pomôcka je vystužená dlahami.

Indikácie:

- ✓ stavy po ľahších úrazoch mäkkých štruktúr v driekovej oblasti
- ✓ začínajúca spondylolistéza
- ✓ bolesti v dolnej časti chrbta
- ✓ instability chrbtice pri hypermobilitě

VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26,5	26,5	26,5	26,5



ORTÉZY TRUPU

PÁS BRUŠNO-BEDERNÝ, GUMOTEXTIL

PA-24

KÓD ZP: J69588

Funkcia: Spevnenie driekovej oblasti gumotextilným návlakom, stabilizácia prednej brušnej steny.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna a funkčná liečba lumbalgie
- ✓ stavy po miernych úrazoch a preťaženiach lumbálnej chrbtice
- ✓ poruchy statodynamiky brušného a chrbtového svalstva
- ✓ umbilikálna hernia mierneho stupňa
- ✓ oslabenie prednej brušnej steny

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 73	74 – 81	82 – 90	91 – 102	103 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26



PÁS BRUŠNO-BEDERNÝ, GUMOTEXTIL

PA-25

KÓD ZP: J91893

Funkcia: Pás brušno-bedrový je jednoduchý návlekový pás bez výstuh a regulácie, ktorý je zhotovený z elastického hrejivého gumotextilného materiálu.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna a funkčná liečba vertebalgíí
- ✓ po úrazoch a operáciách chrbtice
- ✓ oslabená predná brušná stena
- ✓ zahrievací účinok pomocou hrejivého materiálu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 72	73 – 81	82 – 90	91 – 102	103 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26



PÁS BEDROVÝ ŽENSKÝ, GUMOTEXTIL

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Mierna cirkulárna kompresia a opora driekovej chrbtice.

Indikácie:

- ✓ mierne bolesti driekovej oblasti rôzneho pôvodu

VEĽKOSŤ	1	2	3	4	5
OBVOD PÁSU (cm)	55 – 75	65 – 85	75 – 95	85 – 105	95 – 110
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	16	16	16	16	16
KÓD ZP	J21005	J21006	J21007	J21008	J21009



GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ PÁSOVÁ

PA-21

KÓD ZP: J53675

Funkcia: Pružným tlakom na prednú brušnú stenu podporuje reklináciu driekovej chrbtice. Pomôcka je vystužená dlahami.

Indikácie:

- ✓ stavy po ľahších úrazoch mäkkých štruktúr v driekovej oblasti
- ✓ začínajúca spondylolistéza
- ✓ bolesti dolnej časti chrbta
- ✓ instability chrbtice pri hypermobilitate

VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	27	27	27	27



ORTÉZY TRUPU

PÁS LUMBOSAKRÁLNY

PA-26

KÓD ZP: J96860



Funkcia: Stabilizácia a odľahčenie v lumbosakrálnej oblasti chrbtice, fixácia a podpora brušnej steny.

Indikácie:

- ✓ lumbalgia
- ✓ lordóza
- ✓ spondylitis bez deformácií
- ✓ osteomalácia bez deformácií
- ✓ pooperačné a poúrazové stavy drierkovej časti chrbtice
- ✓ svalové postihnutia /myopatia/

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 72	73 – 80	81 – 88	89 – 96	97 – 114	115 – 132
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26	26

PÁS LUMBOSAKRÁLNY S DLAHAMÍ A GUM. ŤAHOM, SOHATEX

PA-31

KÓD ZP: J77984



Funkcia: Opora, odľahčenie a stabilizácia drierkovej chrbtice s oporou brušnej steny.

Indikácie:

- ✓ akútne bolesti pri degeneratívnych reumatických ochoreniach
- ✓ bolesti pri diskopatiách
- ✓ spondylolýza
- ✓ spondylolistéza

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	64 – 72	72 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5

PÁS LUMBOSAKRÁLNY

PA-41

KÓD ZP: J88550



Funkcia: Opora, odľahčenie a stabilizácia drierkovej chrbtice s oporou prednej brušnej steny. Pás je vyrobený z elastického anatomicky tvarovaného úpletu s gumotextilom, v zadnej časti je vystužený dlahami.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna liečba pri vertebraľgiách
- ✓ pri degeneratívnych a reumatických ochoreniach LS chrbtice
- ✓ bolesti pri diskopatiách
- ✓ spondylolistéza
- ✓ spondylolýza
- ✓ po úrazoch drierkovej chrbtice

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	65 – 72	73 – 80	81 – 88	89 – 96	97 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

PÁS LUMBOSAKRÁLNY

PA-42



Funkcia: Stabilizácia a odľahčenie v lumbosakrálnej oblasti chrbtice, fixácia a podpora brušnej steny.

Indikácie:

- ✓ lumbalgia, lordóza
- ✓ spondylóza, diskopatia
- ✓ spondylolistéza, spondylolýza
- ✓ spondylitis bez deformácií
- ✓ osteomalácia bez deformácií
- ✓ pooperačné a poúrazové stavy lumbosakrálnej časti chrbtice
- ✓ svalové postihnutia /myopatia/

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 72	73 – 80	81 – 88	89 – 96	97 – 114	115 – 132
OBVOD PÁSU (cm)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

ORTÉZY TRUPU

PÁS BRUŠNÝ ZDRAVOTNÝ, GUMOTEXTIL

TYP II

KÓD ZP: J36816

Funkcia: Podpora statiky driekovej chrbtice, opora prednej brušnej steny. Vhodný aj pre vodičov pri dlhých jazdách ako prevencia bolesti chrbtice. Má tvar písmena A, je vhodný pre ženy.

Indikácie: ✓ bolesti driekovej chrbtice
✓ poruchy statodynamiky brušného a chrbtového svalstva

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	70 – 85	85 – 100	100 – 115	115 – 130
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26



KORZET GUMOTEXTILNÝ

KÓD ZP: J52711

Funkcia: Elastická stabilizácia s oporou prednej brušnej steny zmiernuje preťaženie driekovej chrbtice - chrbtová časť je vystužená dlahami.

Indikácie: ✓ lumbalgia statického pôvodu
✓ insuficiencia brušného svalstva

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 73	74 – 81	82 – 90	91 – 102	103 – 114	120 – 135
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26	28,5



PÁS REBROVÝ DÁMSKY, GUMOTEXTIL

RE-21

KÓD ZP: J74440



Funkcia: Mierna cirkulárna kompresia a stabilizácia v oblasti rebier.

Indikácie: ✓ potreba zmiernenia dychových exkurzií pri poúrazových a pooperačných stavoch v oblasti hrudnej chrbtice a rebier

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	20,5	20,5	20,5	20,5

PÁS REBROVÝ PÁNSKY, GUMOTEXTIL

RE-22

KÓD ZP: J74439



Funkcia: Mierna cirkulárna kompresia a stabilizácia v oblasti rebier.

Indikácie: ✓ potreba zmiernenia dychových exkurzií pri poúrazových a pooperačných stavoch v oblasti hrudnej chrbtice a rebier

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	20,5	20,5	20,5	20,5

PÁS PRIETRŽOVÝ DETSKÝ

PA-27



Funkcia: Pelota bráni prenikaniu obsahu brušnej dutiny do podkožia pupočnej oblasti.

Indikácie: ✓ umbilikálna hernia

VEĽKOSŤ	1	2
OBVOD PÁSU (cm)	35 – 44	44 – 53

PÁS PRIETRŽOVÝ PUPOČNÝ

PA-28



Funkcia: Pelota zabraňuje rozvinutiu hernie v pupočnej oblasti.

Indikácie: ✓ umbilikálna hernia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	70 – 85	80 – 95	90 – 105	100 – 115	110 – 125


ORTÉZY TRUPU

PÁS PRIETRŽOVÝ SLABINOVÝ

PA-29

Funkcia: Udržiava slabinové prietrže u pacientov, ktorých nie je možné chirurgicky operovať.

Indikácie: ✓ pravostranná alebo ľavostranná slabínová hernia



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD BOKOV (cm)	70 – 85	85 – 100	100 – 115	115 – 130	130 – 145

SUSPENZOR

KÓD ZP: V TABUĽ KE

Funkcia: Pomôcka odľahčuje semenníky pri zápaloch a športových aktivitách.

Indikácie: ✓ zápalové postihnutia semenníkov
✓ hydrokéla
✓ prevencia pri fyzickej námahe a športe

VEĽKOSŤ	4	5	6	7	8	9	10
OBVOD BOKOV (cm)	92 – 97	97 – 102	102 – 107	107 – 112	112 – 117	117 – 122	122 – 127
DĹŽKA OTVORU PRE PENIS (mm)	52	52	55	55	55	65	75
DĹŽKA VRECKA (mm)	125	130	135	140	145	165	180
KÓD ZP				J52712	J52713	J52714	J52715



ORTÉZY RAMENA

ORTÉZA RAMENA FIXAČNÁ

RA - 1

KÓD ZP: J97729



Funkcia: Odľahčenie, fixácia ramenného kĺbu a hornej končatiny v pravouhlom postavení.

Indikácie:

- ✓ poúrazové stavy manžety rotátorov
- ✓ akútne bolestivé stavy ramena
- ✓ fixácia po úrazoch, zápaloch a preťaženiach ramenného kĺbu
- ✓ nedislokované fraktúry proximálneho humeru

VEĽKOSŤ

	S	M	L
OBVOD TRUPU POD PRSAMI (cm)	60 – 80	80 – 100	100 – 120

Ortéza je po nastavení manžety univerzálna pre ľavú a pravú hornú končatinu.

ORTÉZA RAMENA FIXAČNÁ

RA - 2

KÓD ZP: J97730



Funkcia: Fixácia a odľahčenie hornej končatiny v pravouhlom postavení v lakťovom kĺbe.

Indikácie:

- ✓ po úraze a operácii ramenného kĺbu
- ✓ poranenia mäkkých štruktúr
- ✓ stavy po úraze manžety rotátorov
- ✓ nedislokované fraktúry proximálneho humeru

VEĽKOSŤ

	S/M	L/XL
OBVOD TRUPU POD PRSAMI (cm)	80 – 100	100 – 120

Výrobok je univerzálny na ľavú a pravú hornú končatinu.

ZÁVES NA ZLOMENINU HORNEJ KONČATINY

KÓD ZP: V TABUĽKE



Funkcia: Zdravotnícka pomôcka, ktorá sa používa na podporu a na fixáciu hornej končatiny.

Indikácie:

- ✓ zlomeniny
- ✓ pooperačné stavy

VEĽKOSŤ

	1	2	3
DĹŽKA PREDLAKTIA (cm)	28 – 35	35 – 40	40 – 47
KÓD ZP	J39798	J39799	J39800

Výrobok je univerzálny na ľavú a pravú hornú končatinu.

ORTÉZY LAKŤA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-1

KÓD ZP: J22122

Funkcia: Regulovateľná cirkulárna kompresia v oblasti distálneho predlaktia.

Indikácie:

- ✓ prevencia preťaženia šliach laktového kĺbu pri športe a opakovanom preťažení
- ✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakeť)
- ✓ doliečovanie po operáciách (epikondylitis)

VEĽKOSŤ XS/S M/L
OBVOD LAKTOVÉHO KĹBU (cm) 23 – 27 27 – 31
 Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-1+

KÓD ZP: J22123

Funkcia: Regulovateľná cirkulárna kompresia v oblasti distálneho predlaktia. Pridaná cirkulárna páska a peloty nastaviteľne redukujú ťah pri úponoch šliach.

Indikácie:

- ✓ prevencia preťaženia šliach laktového kĺbu pri športe a opakovanom preťažení
- ✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakeť)
- ✓ doliečovanie po operáciách (epikondylitis)

VEĽKOSŤ XS/S M/L
OBVOD LAKTOVÉHO KĹBU (cm) 23 – 27 27 – 31
 Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-5

KÓD ZP: J53693

Funkcia: Zmiernenie bolestivého dráždenia svalových úponov kompresiou proximálneho predlaktia na radiálnom alebo ulnárnom epikondyle humeru.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulnánej epikondylitídy

VEĽKOSŤ UNIVERZÁLNA
OBVOD LAKTOVÉHO KĹBU (cm) 22 – 35
 Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-2

KÓD ZP: J22124

Funkcia: Stabilizácia laktového kĺbu regulovateľná veľkropáskou.

Indikácie:

- ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách
- ✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakeť)
- ✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída

VEĽKOSŤ S M L XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĹBU (cm) 25 – 27 27 – 29 29 – 31 31 – 33
 Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



ORTÉZY LAKŤA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-3

KÓD ZP: J22125



Funkcia: Stabilizácia laktového kĺbu so spevňovacím pásom. Peloty sa môžu pripnúť na postihnuté miesta na rubovej strane bandáže.

Indikácie: ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)
✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída reumatického pôvodu

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-6

KÓD ZP: J58379



Funkcia: Stabilizácia laktového kĺbu návlekom s pridanými postrannými pružinovými dlahami.

Indikácie: ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)
✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída s edémom

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-4

KÓD ZP: J22126



Funkcia: Spevnenie laktového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba po úrazoch laktového kĺbu
✓ doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách
✓ po zlomeninách hlavičky rádia
✓ po operáciách laktového kĺbu s následnou rehabilitáciou
✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ LAKŤA A PREDLAKTIA

LA-21

KÓD ZP: J69589



Funkcia: Mierna kompresia laktového kĺbu elastickým návlekom napomáha resorpcii edému a redukuje bolesť.

Indikácie: ✓ prevencia preťaženia pri fyzickej záťaži a športe
✓ konzervatívna liečba po miernych úrazoch a edémoch reumatického a artrotického pôvodu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	21 – 24	25 – 28	29 – 32	33 – 37

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

ORTÉZY LAKŤA

PÁSKA EPIKONDYLICKÁ, SOHATEX

LA-31

Funkcia: Zmiernenie bolestivého dráždenia svalových úponov kompresiou proximálneho predlaktia na radiálnom alebo ulnárnem epikondyle humeru.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulárnej epikondylitídy

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 34	34 – 37

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



ORTÉZA LAKŤA S DLAHAMÍ, SOHATEX

LA-32

KÓD ZP: J80832

Funkcia: Spevnenie lakťového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba po úrazoch lakťového kĺbu
✓ doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách
✓ po zlomeninách hlavičky rádia
✓ po operáciách lakťového kĺbu s následnou rehabilitáciou
✓ instabilita lakťového kĺbu, artróza a aritída

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



ORTÉZA LAKŤA S PELOTAMI A ELASTICKÝM PÁSOM

LA-41

KÓD ZP: J86363

Funkcia: Stabilizácia anatomicky tvarovaným návlekom oblasti lakťového kĺbu rovnomernou ciklárnou kompresiou podporená silikónovými pelotami, odľahčenie v oblasti predlaktových úponov elastickým pásom. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulárnej epikondylitídy
✓ funkčná liečba po operáciách lakťa
✓ funkčná liečba bolestí pri opuchoch a stuhnutí lakťa
✓ zmiernenie bolestí opuchov a stuhnutia lakťa

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	23 – 25	25 – 28	28 – 31	31 – 33	33 – 36

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



ORTÉZY ZÁPÄSTIA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-1

KÓD ZP: J22118



Funkcia: Cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

Indikácie: ✓ prevencia preťaženého zápästia
✓ instabilita zápästia
✓ syndróm karpálneho tunela

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL/XXL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	13 – 17	17 – 21	21 – 25

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-2

KÓD ZP: J22119



Funkcia: Cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

Indikácie: ✓ prevencia preťaženia zápästia pri športe a opakovanej záťaži
✓ instabilita zápästia
✓ doliečovanie po zlomeninách alebo operáciách v oblasti zápästia
✓ doliečovanie pri nekróze, resp. luxácii ossis lunati
✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
✓ styloiditis processus styloideus radii

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-3

KÓD ZP: J22120



Funkcia: Stabilizácia a znehybnenie koreňového kĺbu palca.

Indikácie: ✓ poranenie a artróza CMC alebo MCP kĺbu palca
✓ instabilita zápästia, ligamentózna laxita palcového kĺbu
✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho rádia a os naviculare
✓ syndróm karpálneho tunela, artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-4

KÓD ZP: J22121



Funkcia: Fixácia zápästia s vystužením dlane a radiokarpálneho kĺbu.

Indikácie: ✓ instabilita zápästia
✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
✓ syndróm karpálneho tunela
✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
✓ doliečovanie po úrazoch a operáciách zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre **ľavú a pravú** hornú končatinu.

ORTÉZY ZÁPÄSTIA

ORTÉZA ZÁPÄSTIA A PALCA

ZA-5

Funkcia: Stabilizácia palcového a zápästného kĺbu.

Indikácie: ✓ poškodenie väziva ruky
✓ reumatoidná artritída
✓ artróza

VEĽKOSŤ

Univerzálna

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre ľavú a pravú hornú končatinu.



ORTÉZA ZÁPÄSTIA A PALCA S DLAHOU

ZA-25

Funkcia: Stabilizácia palcového a zápästného kĺbu.

Indikácie: ✓ pri liečbe chronickej, pooperačnej a posttraumatickej citlivosti tkaniva
✓ reumatoidná artritída
✓ syndróm karpálneho tunela

VEĽKOSŤ

S

M

L

XL

OBVOD ZÁPÄSTIA (cm) 14 – 16 16 – 18 18 – 20 20 – 22

Ortéza je vyrobená samostatne pre ľavú a pravú hornú končatinu.



GUMOTEXTILNÁ ORTÉZA ZÁPÄSTIA A PALCA

ZA-22

KÓD ZP: J89225

Funkcia: Účinné znehybnenie/fixácia zápästia a palca.

Indikácie: ✓ mierne vyvrtnutia zápästia alebo palca (funkčná liečba)
✓ vyvrtnutia palca a zlomeniny člnkovej kosti (pooperačná liečba)
✓ pri liečbe tendinitídy a tendopatie zápästia a palca
✓ zápal a reumatické ochorenia

VEĽKOSŤ

S

M

L

XL

OBVOD ZÁPÄSTIA (cm) 13 – 15 15,5 – 17,5 18 – 20 20,5 – 23

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre ľavú a pravú hornú končatinu.



ORTÉZA ZÁPÄSTIA S VÝSTUHOU DLAŇOVEJ STRANY, SOHATEX

ZA-31

KÓD ZP: J80831

Funkcia: Fixácia zápästia s vystužením dlane a distálneho predlaktia.

Indikácie: ✓ instabilita zápästia
✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
✓ syndróm karpálneho tunela
✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
✓ doliečovanie po úrazoch a operáciách zápästia

VEĽKOSŤ

S

M

L

OBVOD ZÁPÄSTIA (cm) 15 – 17 17 – 19 19 – 21

Ortéza je vyrobená **samostatne** pre ľavú a pravú hornú končatinu.



ORTÉZY ZÁPÄSTIA

ORTÉZA ZÁPÄSTIA S DLAHOU A PELOTOU, ELASTICKÝ ÚPLET

ZA-41



Funkcia: Fixácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na palmárnej strane a silikónovou pelotou na dorzálnej strane. Pomôcka je zhotovená z anatomicke tvarovaného úpletu.

Indikácie:

- ✓ tendinitída, instabilita zápästia
- ✓ syndróm karpálneho tunela
- ✓ doliečenie po fraktúre zápästia
- ✓ reumatoidná artritída

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	20 – 22

Ortéza je vyrobená **samostatne** pre **ľavú a pravú** hornú končatinu.

ORTÉZA ZÁPÄSTIA, LAMINOVANÝ MATERIÁL

ZA-51

KÓD ZP: J94658



Funkcia: Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

Indikácie:

- ✓ kontúzie a distorzie zápästia
- ✓ degeneratívne a reumatické ochorenie s ľahkou nestabilitou zápästia
- ✓ pomôcka pri paréze n. radialis, bolesti pri syndróme karpálneho tunela
- ✓ doliečenie po zlomeninách a ťažších úrazoch zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	nad 20
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	20	20	20	20

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre **ľavú a pravú** hornú končatinu.

ORTÉZA ZÁPÄSTIA, LAMINOVANÝ MATERIÁL

ZA-52

KÓD ZP: J94659



Funkcia: Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

Indikácie:

- ✓ kontúzie a distorzie zápästia
- ✓ degeneratívne a reumatické ochorenie s ľahkou nestabilitou zápästia
- ✓ pomôcka pri paréze n. radialis, bolesti pri syndróme karpálneho tunela
- ✓ doliečenie po zlomeninách a ťažších úrazoch zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	nad 20
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	12	12	12	12

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre **ľavú a pravú** hornú končatinu.

ORTÉZY KOLENA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-1

KÓD ZP: J22127

Funkcia: Odľahčenie tuberositas tibie pri Osgoodovej-Schlatterovej chorobe.

Indikácie: ✓ liečba Osgoodovej-Schlatterovej choroby

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL/XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	25 – 33	34 – 41	41 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-2

KÓD ZP: J22128

Funkcia: Elastická stabilizácia kolenného kĺbu s možnosťou regulácie veľkostí pásu.

Indikácie: ✓ chronické instability kolenného kĺbu
✓ doliečovanie po distorziách kolenného kĺbu
✓ stavy po operáciách kolenného kĺbu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-3

KÓD ZP: J22129

Funkcia: Stabilizácia kolena spevnená bočnými kĺbovými dvojosi dlahami.

Indikácie: ✓ instabilita kolenného kĺbu pri hypermobilita a pri léziách postranných väzov
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu
✓ traumatické a degeneratívne deformity kolena

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-4

KÓD ZP: J53694

Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu a pately spevnená bočnými dvojosi dlahami a pelotami obopínajúcimi patelu.

Indikácie: ✓ instabilita kolenného kĺbu pri hypermobilita a pri léziách postranných väzov, instabilita pately
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu a pately
✓ traumatické a degeneratívne deformity kolena

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZY KOLENA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-5

KÓD ZP: J53695



Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu a pately spevnená bočnými pružinovými dlahami a pelotami obopínajúcimi patelu.

Indikácie: ✓ instabilita kolenného kĺbu a pately
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu a pately

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-6

KÓD ZP: J58378



Funkcia: Cirkulárny elastický stabilizujúci návlek kolenného kĺbu s pelotou obopínajúcou patelu. Mediolaterálna stabilizácia kolena je zdôraznená bočnými kĺbovými dlahami.

Indikácie: ✓ mierne až stredné mediolaterálne instability
✓ doliečenie kolenného kĺbu po úrazoch a operáciách
✓ mierne odľahčenie kolena pri gonartróze
✓ doliečenie po luxácii pately
✓ ako rehabilitačný prostriedok urýchľujúci liečbu po poraneniach

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-7

KÓD ZP: J70786



Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu a pately pelotou, spevnená upínacím pásom. Veľkopieska dáva možnosť regulácie pri aktívnom pohybe, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

Indikácie: ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu
✓ stavy po kontúziách, konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena
✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilitov

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ ORTÉZA KOLENA

KO-12

KÓD ZP: J53692



Funkcia: Vedenie kolena v sagitálnej rovine so zabezpečením proti postranným pohybom. Možnosť fixácie kolena v požadovanom postavení, ako aj možnosť vymedzenia rozsahu pohybu kolena nastavitelnými kĺbovými dlahami – nastavenie extenzie – flexie od 0° do 90° (po 15°).

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba poškodenia kolaterálnych väzov
✓ chronické instability
✓ odľahčenie pri posttraumatických a degeneratívnych poškodeníach kolena
✓ znehybnenie končatiny po úrazoch väzov, znehybnenie po operáciách v oblasti kĺbov
✓ podopretie končatiny pri jej celkovej slabosti (napr. po NCMP)

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

ORTÉZY KOLENA

NEOPRÉNOVÁ ORTÉZA KOLENA

KO-13

KÓD ZP: J74062

Funkcia: Vedenie kolena v sagitálnej rovine so zabezpečením proti postranným pohybom. Možnosť fixácie kolena v požadovanom postavení, ako aj možnosť vymedzenia rozsahu pohybu kolena pomocou nastaviteľných kĺbových dláh – nastavenie extenzie – flexie od 0° do 90° s delením po 15°.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna liečba poškodenia kolaterálnych väzov
- ✓ chronické instability, odľahčenie pri posttraumatických a degeneratívnych poškodeníach kolena
- ✓ znehybnenie končatiny po úrazoch väzov, znehybnenie po operáciách v oblasti kĺbov
- ✓ podopretie končatiny pri jej celkovej slabosti (napr. po NCMP)

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



GUMOTEXTILNÁ ORTÉZA KOLENA

KO-21

KÓD ZP: J69587

Funkcia: Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

Indikácie:

- ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu
- ✓ stavy po kontúziách
- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena
- ✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilitov

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	34 – 38	39 – 43	44 – 48

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA SO SILIK. PELOTOU A PRUŽINOVÝMI DLAHAMÍ

KO-41

KÓD ZP: J86365

Funkcia: Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere. Pomôcka je zhotovená z anatomicke tvarovaného úpletu.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch kolena/distorzia kolena, distenzie lig. aparátu
- ✓ funkčná liečba po operáciách mäkkého kolena
- ✓ stabilizácia pri instabilite kolenného kĺbu, pri fyzickej záťaži a športe

VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	27 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45	45 – 48

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA SO SILIKÓNOVOU PELOTOU

KO-42

KÓD ZP: J86366

Funkcia: Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy. Pomôcka je zhotovená z anatomicke tvarovaného úpletu.

Indikácie:

- ✓ konzervatívna liečba pri chondropatiách, po úrazoch mäkkého kolena
- ✓ distorzia kolena, distenzie lig. aparátu
- ✓ funkčná liečba po operáciách mäkkého kolena s cieľom stabilizácie

VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	27 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45	45 – 48

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA S PELOU A DLAHAMI, SOHATEX

KO-31

KÓD ZP: J77982



Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu a pately, fixácia dolnej končatiny je zabezpečená proximálnou a distálnou páskou. Velkropáska dáva možnosť regulácie pri aktívnom pohybe, bočné dvojosé dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

Indikácie:

- ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu
- ✓ stavy po kontúziách
- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena
- ✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilit

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

ORTÉZA KOLENA S PELOTAMI A DVOJOSÍMI DLAHAMI, SOHATEX

KO-32

KÓD ZP: J89226



Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu, obmedzenie rotačného pohybu v kolennom kĺbe, zabezpečenie kolenného kĺbu proti bočným pohybom pomocou dláh, dvojosé dlahy umožňujú plynulú flexiu kolenného kĺbu.

Indikácie:

- ✓ instabilita kolenného kĺbu
- ✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZY KOLENA

ORTÉZA KOLENA S ARETÁCIOU POHYBU, SOHATEX

KO-33

KÓD ZP: J89227

Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu s možnosťou nastavenia rozsahu pohybu kolenného kĺbu pomocou dvojosých dláh, ktoré umožňujú nastavenie extenzie a flexie v stupňoch 0°, 15°, 30°, 60° do 90°.

Indikácie: ✓ funkčná liečba poúrazových a pooperačných stavov kolenného kĺbu
✓ stabilizácia kolenného kĺbu po úrazoch a operáciách

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA S ARETÁCIOU POHYBU, SOHATEX

KO-34

KÓD ZP: J89228

Funkcia: Stabilizácia kolenného kĺbu pomocou dvojosých dláh s možnosťou nastavenia rozsahu pohybu kolenného kĺbu vo flexii od 0°, 15°, 30°, 60° do 90°.

Indikácie: ✓ funkčná liečba poškodenia mediálneho a laterálneho väzu
✓ stabilizácia kolenného kĺbu po úrazoch, operáciách
✓ prevencia pri športových aktivitách

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĹBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA RIGIDNÁ 0°, LAMINOVANÝ MATERIÁL

KÓD ZP: J74441

Funkcia: Fixácia kolenného kĺbu v polohe 0°, zabezpečenie stabilizácie pomocou piatich upínacích popruhov.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba akútnych ťažších poranení kĺbového puzdra a väzov, poškodenia kolenného kĺbu vyžadujúce pokojové postavenie v extenzii

VEĽKOSŤ	S	M
OBVOD KOLENA (cm)	29 – 48	29 – 48
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	50	60
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 175	175 – 185

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA KOLENA RIGIDNÁ 20°, LAMINOVANÝ MATERIÁL

KÓD ZP: J74442

Funkcia: Fixácia kolenného kĺbu vo flexii 20°, zabezpečenie stabilizácie pomocou šiestich upínacích popruhov.

Indikácie: ✓ stavy po poraneniach predného krížneho väzu
✓ pooperačné doliečovanie vnútrokĺbových meniskov a predného krížneho väzu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENA (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	60	60	60	60

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZY STEHNA | ORTÉZY ČLENKA

BANDÁŽ STEHNA, NEOPRÉN

ST-1

KÓD ZP: J70785



Funkcia: Cirkulárna kompresia stehna s možnosťou regulácie upnutia.

Indikácie: ✓ distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry svalstva stehna

Dĺžka: ST – 1/25 – 25 cm
ST – 1/30 – 30 cm

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD STEHNA (cm)	48 – 50	50 – 52	52 – 54	54 – 56

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre ľavú a pravú dolnú končatinu

BANDÁŽ STEHNA, GUMOTEXTIL

ST-21

KÓD ZP: J69590



Funkcia: Cirkulárna elastická kompresia stehna.

Indikácie: ✓ distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry svalstva stehna

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD STEHNA (cm)	48 – 50	50 – 52	52 – 54	54 – 56

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-1

KÓD ZP: J22130



Funkcia: Mierna stabilizácia členkového kĺbu.

Indikácie: ✓ instabilita členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov členkového kĺbu
✓ doliečovanie distorzií a distenzií členkového kĺbu, artróza a artritída členkového kĺbu
✓ syndróm tarzálneho tunela

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 24	24 – 30	30 – 34

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-2

KÓD ZP: J22131



Funkcia: Stabilizácia členkového kĺbu so zvýšeným účinkom pomocou pelôt na vonkajší a vnútorný členok. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

Indikácie: ✓ distorzie a distenzie členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov
✓ stavy po úrazoch a operáciách Achillovej šľachy
✓ artróza a artritída členkového kĺbu, chronické instability členka
✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 24	24 – 30	30 – 34

Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

ORTÉZY ČLENKA

NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-3

KÓD ZP: J22132

Funkcia: Stabilizácia členkového kĺbu so zvýšeným účinkom proti bočným pohybom, postranné spevnenie dlahami s možnosťou flexie a extenzie. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

Indikácie: ✓ chronické instability členka rôzneho pôvodu
✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia
✓ artróza a artritída členkového kĺbu

VEĽKOSŤ XS/S
OBVOD ČLENKA (cm) 18 – 34
Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-4

KÓD ZP: J58376

Funkcia: Stabilizácia členkového kĺbu návlekom so zvýšeným účinkom pomocou bočných pružinových dláh. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

Indikácie: ✓ distorzie a distenzie členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov členkového kĺbu
✓ artróza a artritída členkového kĺbu
✓ chronické instability členka, doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia

VEĽKOSŤ XS S M L XL
OBVOD ČLENKA (cm) 18 – 21 21 – 24 24 – 27 27 – 30 30 – 34
Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-22

Funkcia: Mierna stabilizácia členka pomocou elastického osmičkového popruhu.

Indikácie: ✓ ľahké distorzie, distenzie a preťaženia členkového kĺbu
✓ mierne instability členka, vhodná prevencia preťaženia členka pri športe a záťaži

VEĽKOSŤ S M L XL
OBVOD ČLENKA (cm) 21 – 24 24 – 27 27 – 30 30 – 33
Bandáž je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA ČLENKA SO SILIKÓNOVÝMI PELOTAMI, SOHATEX

ČL-31

KÓD ZP: J77983

Funkcia: Cirkulárna stabilizácia, kompresia členkového kĺbu a priehlavku zosilnená osmičkovým ťahom, mechanická ochrana vonkajšieho a vnútorného členka bočnými silikónovými pelotami.

Indikácie: ✓ konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách
✓ prevencia opuchov po preťažení a úrazoch mäkkých štruktúr
✓ chronické instability

VEĽKOSŤ S M L XL
OBVOD ČLENKA (cm) 21 – 24 24 – 27 27 – 30 30 – 33
Bandáž je vyrobená **samostatne** pre ľavú a pravú dolnú končatinu.



ORTÉZA ČLENKA SO SILIK. PELOTAMI A GUMOVÝM ŤAHOM

ČL-41

KÓD ZP: J86364



Funkcia: Cirkulárna stabilizácia, kompresia členkového kĺbu a priehlavku zosilnená osmičkovým ťahom, mechanická ochrana vonkajšieho a vnútorného členka bočnými silikónovými pelotami. Pomôcka je zhotovená z anatomicke tvarovaného úpletu.

Indikácie:

- ✓ chronické instability, instabilita členka
- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách
- ✓ hypermobilita po úrazoch
- ✓ prevencia opuchov po preťažení a úrazoch mäkkých štruktúr

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD ČLENKA (cm)	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 30

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE POZDĹŽNE A PRIEČNE PLOCHÉ NOHY, KOŽ., MULTIFORM

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Kombinovaná pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdĺžnu a priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

Indikácie: ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DETSKÉ	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	21 – 34	35 – 40	41 – 47
KÓD ZP	J52718	J52719	J52720



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE PRIEČNE PLOCHÉ NOHY, KOŽENÉ, MULTIFORM

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Plastové srdiečko zapracované vo vložkách podopiera priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

Indikácie: ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35, 37, 38, 39	41, 42, 43, 45, 47
KÓD ZP	J29263	J29264



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE POZDĹŽNE PLOCHÉ NOHY, KOŽENÉ, MULTIFORM

KÓD ZP: V TABUĽKE

Funkcia: Plastová pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdĺžnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

Indikácie: ✓ pozdĺžne plochonožie

TYP	DETSKÉ	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	22, 24, 25, 27, 29, 30, 32	35, 37, 38, 39	41, 42, 43, 45, 47
KÓD ZP	J28879	J29265	J29266



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY S PLASTOVOU PELOTOU, KOŽENÉ

TYP 1

Funkcia: Vymäkčený otvor v pätovej oblasti zmierňuje bolesti pri defektoch päty. Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a trojštvrťová plastová pelota udržiava nohu v správnom anatomickom postavení.

Indikácie: ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	36 – 40	41 – 46



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY S KOMBINOVANOU PELOTOU, KOŽENÉ

TYP 2



Funkcia: Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorpciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podopiera pozdĺžnu a priečnu klenbu.

Indikácie: ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	36 – 40	41 – 46

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ S KOMBIN. PELOTOU, KOŽ.

TYP 4



Funkcia: Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorpciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podopiera pozdĺžnu a priečnu klenbu.

Indikácie: ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE
VEĽKOSŤ	35 – 41

VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ, KOŽENÉ, ANATOMICKÉ



Funkcia: Trojštvrťové vložky podopierajú priečnu klenbu, tlmia nárazy pri chôdzi po tvrdom povrchu. Vložky sú vhodné do širšej dámskej alebo pánskej obuvi.

Indikácie: ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42, 43/44

VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ, KOŽENÉ, DÁMSKE



Funkcia: Trojštvrťové vložky podopierajú priečnu klenbu, tlmia nárazy pri chôdzi po tvrdom povrchu. Vložky sú vhodné do dámskej obuvi.

Indikácie: ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE
VEĽKOSŤ	35 – 37, 38 – 40


ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

PODPÄTENKA KOŽENÁ, TLMIACA

Funkcia: Podpätenky sa používajú pri bolestiach päty. Pôsobia ako ochrana proti nárazom na tvrdú podložku pri chôdzi alebo behu.

Indikácie: ✓ bolesti päty

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42



PODPÄTENKA KOŽENÁ, PRE PÄTOVÚ OSTROHU

Funkcia: Podpätenky sa používajú pri bolestiach päty. Tvarové odľahčenie podpätenky zabezpečuje zníženie tlaku na pätovú ostrohu.

Indikácie: ✓ pätová ostroha

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35 – 39	40 – 45



VLOŽKA METATARZÁLNA, KOŽENÁ

Funkcia: Vložka metatarzálna podopiera priečnu klenbu a spríjemňuje chôdzu po tvrdom a nerovnom teréne. Zvýšenie v metatarzálnnej oblasti zabraňuje pocitu pálenia nohy pri nosení obuvi s podpätkom.

Indikácie: ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42



JUNGOVA BANDÁŽ, KOŽENÁ

KÓD ZP: J74441

Funkcia: Ortopedická pomôcka chráni plochu chodidla v miestach hlavičiek priečnych kostí a pomáha tvarovať chodidlo správnu priečnu klenbu.

Indikácie: ✓ priečne plochonožie
✓ Mortonova neuralgia

TYP	1	2	3
OBVOD PRIEHLAVKY (cm)	20	22	24



SILIKÓNOVÉ VLOŽKY

VKLADACIE VLOŽKY CELÉ

KÓD ZP: J58366



Funkcia: Odpruženie nárazov nohy pri chôdzi, rovnomerné rozloženie zaťaženia nohy v statickej a dynamickej polohe, ochrana chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

Indikácie: ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz
✓ degeneratívne zmeny MTP kĺbov

OZNAČENIE	S	M	L	XL
VEĽKOSŤ	36 – 37	38 – 39	40 – 41	42 – 43

VKLADACIE VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ

KÓD ZP: J58367



Funkcia: Odpruženie nárazov nohy pri chôdzi, rovnomerné rozloženie zaťaženia nohy v statickej a dynamickej polohe, ochrana chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

Indikácie: ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz
✓ degeneratívne zmeny MTP kĺbov

OZNAČENIE	S	M	L	XL
VEĽKOSŤ	36 – 37	38 – 39	40 – 41	42 – 43

PODPÄTENKA

KÓD ZP: J58365



Funkcia: Odpružovanie nárazov päty pri chôdzi. Odľahčenie päty pri statickej záťaži. Ochraňa chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

Indikácie: ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz

OZNAČENIE	S	M	L
VEĽKOSŤ	35 – 38	39 – 42	43 – 47

Podpätenka je univerzálna pre pravú aj ľavú dolnú končatinu. V balení je 1 kus.

TLMIACE VLOŽKY



Funkcia: Tlmiace vložky sú vhodné do dámskej obuvi s vyšším podpätkom. Vyrábajú sa v univerzálnej veľkosti. Tlmia bolesti priečnej klenby chodidla a zabráňujú posúvaniu chodidla v obuvi smerom dopredu.

Indikácie: ✓ zmierňujú bolesť v metatarzálny oblasti nohy

VEĽKOSŤ Vyrábajú sa v jednej univerzálnej veľkosti vhodnej do obuvi veľkosti 35 – 41.

SILIKÓNOVÉ VLOŽKY | POLOHOVACIE POMÔCKY

SEPARÁTOR PRSTOV

Funkcia: Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi. Separátor vyrovnáva palec pri deformite hallux valgus. Odstraňuje medziprstové trenie, a tým zmiernuje bolestivé podráždenia.

Indikácie: ✓ hallux valgus
✓ skrížené prsty

VEĽKOSŤ 35 – 38 39 – 42 43 – 47
Separátor je univerzálny pre pravú aj ľavú nohu. V balení je 1 kus.



KOREKTOR PRSTOV

Funkcia: Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi. Korektor zabráňuje prekryvaniu sa vedľajších prstov, a tým zmiernuje alebo odstraňuje bolestivé podráždenia.

Indikácie: ✓ skrížené prsty

VEĽKOSŤ 35 – 38 39 – 42 43 – 47
Korektor je univerzálny pre pravú aj ľavú nohu. V balení je 1 kus.



PODHLAVNÍK POLOHOVACÍ

921

KÓD ZP: K58342

Funkcia: Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní, hlavne pri chronických bolestiach hlavy a chrbtice.

Veľkosť: 40 x 75 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



PODUŠKA ZDRAVOTNÁ

922

KÓD ZP: K58343

Funkcia: Poduška je vhodná na zlepšenie podmienok pri spaní, pohyb hlavy uvádza guľičky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

Veľkosť: 66 x 38 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



POLOHOVACIE POMÔCKY

PODUŠKA ZDRAVOTNÁ

923

KÓD ZP: K58344



Funkcia: Poduška je vhodná na polohovanie ako gymnastická pomôcka pri nesprávnom držaní tela, skolióze, kyfóze či ako polohovacia poduška pre tehotné ženy.

Veľkosť: 85 x 90 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

POLOHOVACÍ VANKÚŠ

924

KÓD ZP: K58331



Funkcia: Vankúš je vhodný na polohovanie horných a dolných končatín.

Veľkosť: 58 x 29 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

VANKÚŠ POD ZADOK

927

KÓD ZP: K58334



Funkcia: Vankúš je vhodný pre pacientov, ktorí sú odkázaní celkom alebo čiastočne na lôžko. Diel formovaný do tvaru V dovoľuje použitie fľaše na moč. Tento vankúš možno kombinovať s vankúšom pod nohy.

Veľkosť: 60 x 65 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

REKTÁLNY VANKÚŠ NA SEDENIE

928

KÓD ZP: K58335



Funkcia: Vankúš je vhodný pre pacientov po operáciách rekta a tiež trpiacich na hemoroidy.

Veľkosť: 40 x 42 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

POLOHOVACIE POMÔCKY

VEĽKÝ PODHLAVNÍK

934

KÓD ZP: K58340

Funkcia: Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní. Pohyb hlavy uvádza guličky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

Veľkosť: 50 x 30 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



MATRAC NA LÔŽKO

935

KÓD ZP: K58346

Funkcia: Matrac je vhodný pre pacientov s dlhším pokojom na lôžku. Umiestňuje sa na posteľný matrac.

Veľkosť: 85 x 195 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



REKTÁLNY VANKÚŠ

938

KÓD ZP: K58338

Funkcia: Rektálny vankúš je zdravotnícka pomôcka vhodná pre pacientov po operáciách rekta a taktiež trpiacich na hemoroidy. Používa sa na odľahčenie sedacej časti tela pri dlhodobom sede, prípadne po pôrode. Položí sa na sedadlo stoličky tak, aby sa zabránilo vzniku preležanín v sedacej časti.

Veľkosť: 40 x 40 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



PODLOŽKA POD ZADOK DO INVALIDNÉHO VOZÍKA

945

KÓD ZP: L38384

Funkcia: Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na invalidný vozík alebo na stoličku.

Veľkosť: 45 x 80 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna



POLOHOVACIE POMÔCKY

PODLOŽKA POD ZADOK DO INVALIDNÉHO VOZÍKA

944

KÓD ZP: L38383



Funkcia: Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na invalidný vozík alebo na stoličku.

Veľkosť: 45 x 37 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

VANKÚŠ POLOHOVACÍ VALEC

946

KÓD ZP: L38385



Funkcia: Vankúš je vhodný na podopretie krčnej chrbtice pri sedení na invalidnom vozíku alebo pri ležaní na lôžku. Pomocou pružnej gúmy sa môže uchytiť o držiadlá na invalidnom vozíku.

Veľkosť: 39 x 12 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100 % bavlna

POLOHOVACÍ KLIN POD NOHY



Funkcia: Zdravotnícka pomôcka, ktorá sa dá použiť na rehabilitáciu dolných končatín, podopretie lýtkovej časti nohy pri ochoreniach žíl, lýtkových kŕčov a artróze kolena.

Veľkosť: 73 x 42 x 10 cm
Výplň: tvarovaný molitan
Potah: syntetický materiál

PODLOŽKA REHABILITAČNÁ



Funkcia: Rehabilitačná podložka je vhodná na rehabilitačné cvičenie, športové aktivity a relaxáciu. Podložka je vyrobená zo syntetickej usne s výplňou z penového materiálu. Vyrába sa v dvoch veľkostiach.

Veľkosť: a) 195 x 85 x 3 cm
b) 100 x 70 x 3 cm

POLOHOVACIE POMÔCKY

PIESKOVÉ VRECKO

Funkcia: Pieskové vrečko je vhodné ako lokálne ťažidlo na operačné rany, na vrchnú fixáciu alebo postrannú imobilizáciu niektorej končatiny.

Veľkosť: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg
Potáh: syntetická useň



PLIENKA ABDUKČNÁ – POŠTOLKA

Funkcia: Ortopedická pomôcka vhodná na balenie dieťaťa, ktorá umožňuje správnu polohu dolných končatín a tým zabezpečuje správny vývoj bedrových kĺbov dieťaťa.



VEĽKOSŤ	1	2	3	4	5
ŠÍRKA PLIENKY (cm)	17	19	23	24	25

FRANCÚZSKA BARLA PROTETIKA 95

KÓD ZP: K22145



Funkcia: Zdravotnícka pomôcka určená na odľahčenie dolných končatín pri chôdzi alebo v stoji po úrazoch a operáciách.

Technické údaje:

Anatomicky tvarovaná rukoväť umožňuje lepšie rozdelenie tlaku na predlaktie, zaručuje pohodlie, gumové zakončenie zabezpečuje bezhlučné používanie, ľahká, odolná, vyrobená z duralu, maximálne zaťaženie 100 kg, nastaviteľná výška.

PODLOŽKA PILLOW PHARMA FORM S TVAROVOU PAMÄŤOU

KÓD ZP: K91238



Funkcia: Pohodlná anatomická podložka na krčnú chrbticu PILLOW PHARMA FORM poskytuje všetky podmienky na zabezpečenie osviežujúceho spánku vďaka svojej vysoko elastickej pamäťovej peny. Anatomický tvar podložky sa prispôsobí tvaru krku a hlavy. Elasticita peny umožňuje zaboriť hlavu do podložky a tým rozkladá šírku kontaktnej plochy. Vytvára tak zníženie tlaku. Pamäťová pena si zapamätá tvar hlavy, čím znižuje protitlak a uľahčuje cirkuláciu krvi. Pena je hypoalergénna.

Indikácie: ✓ bolesti chrbta a krčnej chrbtice, artróza krčnej chrbtice, poúrazové bolesti

Zloženie a technické údaje:

Vankúš: vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80 kg/m³

Obliečka STOP ACAR: 25% polyester potiahnutý 100% bavlnou.

Ultramoderná obliečka je antialergická, antimikrobiálna a antioztočová.

Rozmery: 30 x 50 cm

PENOVÁ SEDAČKA DO INVALIDNÉHO VOZÍKA KALLIFORM S TVAROVOU PAMÄŤOU

KÓD ZP: L91239



Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvorenia preležanín
stredné až vysoké.

Funkcia: Penová sedačka KALLIFORM je vyrobená z vysoko elastickej peny s tvarovou pamäťou. Jej anatomický tvar zaisťuje lepšiu stabilitu a prirodzené pocity pohodlia. Je obalená v nepremokavom návleku PHARMATEX a je vybavená protišmykovým materiálom v spodnej časti.

Indikácie: ✓ prevencia proti preležaninám v oblasti krížovej kosti a kostrče, lepšia prevencia ischiatických preležanín

Zloženie a technické údaje:

Vankúš KALLIFORM tvorí vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80kg/m³.

Protišmykový návlék PHARMATEX: 25% polyester, 75% polyuretán.

Rozmery: 46x45x8 cm

Maximálna nosnosť: do 120 kg

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC NOVA FORM S TVAROVOU PAMÄŤOU

KÓD ZP: K91240

Funkcia: Antidekubitný matrac s tvarovou pamäťou NOVA FORM je zvrchu zhotovený z vysoko elastickej peny s tvarovou pamäťou. Na rozdiel od tradičnej peny sa postupne vracia do svojej pôvodnej polohy. Návlek matraca so zipsovým uzáverom je dezinfikovateľný, nepremokavý a paropriepustný. Môže sa jednoducho vyzliecť a opráť.

Indikácie: ✓ matrac pre pacientov pripútaných na lôžko s rizikom vzniku dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie alebo istotu z dôvodu inkontinencie

Zloženie a technické údaje:

Matrac NOVA FORM: Horná vrstva je viskoelastická pena s hustotou 80 kg/m³ a výškou 65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny, s hustotou 25 kg/m³ a výškou 80 mm.

Návlek PHARMATEX: s neklzavou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

Maximálna nosnosť: 120 kg

Rozmery (d x š x v): 196 x 90 x 14,5 cm



Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvorenia preležanín
stredné až vysoké.

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC FLEXI FORM S TVAROVOU PAMÄŤOU

KÓD ZP: K91241

Funkcia: Inovatívny dizajn matraca FLEXI FORM výrazne znižuje riziko vzniku preležanín. Dutá základňa pod vysokou pružnou penou absorbuje väčšiu časť hmotnosti pacienta a vysoká pružná pena výrazne zníži tlak na krížovú oblasť, hlavu a päty. Návlek matraca so zipsovým uzáverom je dezinfikovaný, nepremokavý a paropriepustný. Môže sa jednoducho vyzliecť a opráť.

Indikácie: ✓ matrac pre pacientov pripútaných na lôžko s rizikom vzniku dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie alebo istotu z dôvodu inkontinencie

Zloženie a technické údaje:

Matrac FLEXI FORM: Horná vrstva je vysoko elastická pena s hustotou 80 kg/m³ a výškou 65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny s hustotou 25 kg/m³ a výškou 80 mm.

Návlek PHARMATEX s neklzavou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

Maximálna nosnosť: 120 kg

Rozmery (d x š x v): 196 x 90 x 14,5 cm



Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvorenia preležanín
stredné až vysoké.

CHODÍTKO STANDARD / 11.41N

KÓD ZP: L81511

Indikácie: Chodítko Standard je určené pre osoby so zníženou hybnosťou dolných končatín pri funkčných horných končatinách, prípadne so zníženou stabilitou. Je tiež určené na podporu chôdze v exteriéroch s možnosťou sadania (sedacia doska).

Technické údaje:

- ✓ Skladacie chodítko 4-kolesové s brzdou
- ✓ Oceľový rám
- ✓ Rúčky nastaviteľné na výšku
- ✓ Hmotnosť 10 kg
- ✓ Maximálne zaťaženie 100 kg



CHODÍTKO PEVNÉ 2-KOLESOVÉ / 11.50/2R

KÓD ZP: L81512



Indikácie: Chodítko pevné 2 – kolesové je určené pre osoby so zníženou hybnosťou dolných končatín, prípadne so zníženou stabilitou

Technické údaje:

- ✓ Nastaviteľný skladací hliníkový rám
- ✓ Výška 74-92 cm
- ✓ Polyuretánové rukoväte
- ✓ 2 predné kolieska a 2 zadné násadce
- ✓ Hmotnosť 10 kg
- ✓ Max. zaťaženie 100 kg

RÁMOVÉ SKLADACIE CHODÍTKO (G-APARÁT) / 11.27

KÓD ZP: L81513



Indikácie: Rámové skladacie chodítko je určené pre pacientov so zníženou hybnosťou dolných končatín, prípadne so zníženou stabilitou.

Technické údaje:

PREVEDENIE	S	M	L
ŠÍRKA (cm)	43	47	52
DĹŽKA (cm)	60	60	65
VÝŠKA PAZUCHY (cm)	83-113	92-126	105-147
VÝŠKA DRŽADLA RÚK (cm)	78	86	108
HMOTNOSŤ (kg)	9	10	12

VOZÍK MECHANICKÝ STANDARD / 700.10

KÓD ZP: L81518



Indikácie: Mechanický vozík Standard je určený pre osoby s obmedzenou hybnosťou a dobrou mobilitou horných končatín.

Technické údaje:

- ✓ Mechanický skladací vozík (hmotnosť 18 kg)
- ✓ Šírka sedadla: 41 cm, 46 cm
- ✓ Nožné opierky sklápacie a odnímateľné, výškovo nastaviteľné
- ✓ Vymeniteľné laktové opierky
- ✓ Brzdy
- ✓ Oceleový rám

VOZÍK MECHANICKÝ ĽAHKÝ / 500.10

KÓD ZP: L81519

Indikácie: Vozík mechanický ľahký je určený pre osoby s obmedzenou hybnosťou a dobrou mobilitou horných končatín.

Technické údaje:

- ✓ Vozík mechanický skladací odľahčený (hmotnosť 15 kg)
- ✓ Šírka sedadla: 41 cm, 46 cm
- ✓ Nožné opierky sklápacie a odnímateľné
- ✓ Laktové opierky vymeniteľné
- ✓ Brzdy
- ✓ Rám z lakovaného hliníka



NADSTAVEC NA WC CLASSIC S PRÍKLOPOM TVRDÝ, RÔZNE DRUHY A VÝŠKY

KÓD ZP: K91242

Indikácie: Bezpečná a jednoduchá inštalácia univerzálneho nadstavca na WC CLASSIC, umožňuje jeho použitie pre každého, kto utrpel úraz alebo má problémy so vstávaním a sadaním. Splňa všetky požiadavky na zvyšovanie toaliet.

Technické údaje:

Nadstavec má protišmykové pripevnenie, ktoré chráni misu a zabezpečuje dostatočnú pevnosť úchyty

Maximálna nosnosť: 120 kg

Zvýšenie: 7, 13 a 15 cm



NADSTAVEC NA WC REHOSOFT MÄKKÝ S PROTIŠMYKOVÝM PRIPEVVENÍM BEZ PRÍKLOPU

KÓD ZP: K91243

Indikácie: Mäkký nadstavec na WC, REHOSOFT, je vyrobený zo vstrekovanej peny. Jeho bezpečná a jednoduchá inštalácia umožňuje použitie pre každého, kto utrpel úraz, alebo kto má problémy so vstávaním a sadaním. Nadstavec má protišmykové pripevnenie, ktoré umožňuje optimálne a bezpečné použitie.

Technické údaje:

Polyuretánová pena a hygienicky nezávadné PVC

Maximálna nosnosť: 120 kg

Zvýšenie: 11,5 cm

Hmotnosť: 3 kg





©PROTETIKA®



MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRI VÝROBE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

VLASTNOSTI



NEOPRÉN

Elastický perforovaný materiál modrej farby, z dotykovej strany potiahnutý bavlneným úpletovým froté. Zloženie zabezpečuje dobrú tepelno-izolačnú schopnosť, ktorá umožňuje po aplikácii využiť zachytené fyziologické teplo. Elasticita materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky dáva predpoklad na požadovanú stabilizáciu alebo fixáciu postihnutej časti tela.




Tepelno-izolačné vlastnosti



Zdravotne vyhovujúci



Dokonale pohodlný



SOHATEX

Vysokoelastický materiál čiernej farby má špeciálnu priestorovú štruktúru, ktorá zabezpečuje vysoký stupeň priedušnosti. Vlákná materiálu majú schopnosť transportovať vlhkosť od pokožky smerom von, čím pomáhajú udržať pokožku suchú. Elasticita materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky dáva predpoklad na dobrú stabilizáciu alebo fixáciu postihnutej časti tela. V letnom období poskytuje vysoký komfort nosenia.




Výborná cirkulácia vzduchu



Zdravotne vyhovujúci



Dobre odvádza vlhkosť



ANATOMICKY TVAROVANÝ ÚPLET

Elastický anatomicky tvarovaný úplet vo farbe tmavošedej s modrým prúžkom. Fyziologicky tvarovaný materiál v kombinácii s vysokou elasticitou zabezpečuje vynikajúcu cirkulárnu kompresiu, ktorá je znásobená použitím rôznych spevňovacích komponentov (dlahy, peloty, gumené pásky). Materiál je ľahký, priedušný a odvádzajúci pot.



Výborná cirkulácia vzduchu



Vysoká pružnosť



LAMINO

Trojvrstváva neelastická pevná tkanina, z rubovej strany potiahnutá bavlneným froté. Materiál je aplikovaný na pomôcky rigidného charakteru.



Dokonale pohodlný



Zdravotne vyhovujúci



GUMOTEXTIL

Elastická priedušná tkanina bielej farby. Zloženie a štruktúra materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky zabezpečuje požadovanú kompresiu, pričom jej používanie je vzhľadom na hrúbku nenápadné a komfortné. Materiál môže byť použitý aj vo forme popruhov, najmä pri rôznych typoch napomínacích bandáží.



Vysoká pružnosť



Prírodný materiál



Zdravotne vyhovujúci

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRI VÝROBE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

VLASTNOSTI



PRÍRODNÁ USEŇ

Prírodná useň je prírodný, hebký materiál vhodný aj pre alergikov. Useň má odolný povrch, ktorý sa nedá ľahko roztrhnúť alebo poškodiť, má dlhú životnosť. Pravidelná údržba výrazne predlžuje životnosť.



Prírodný materiál



Výborná cirkulácia vzduchu



Zdravotne vyhovujúci



MULTIFORM

Multiform je pružný materiál. Jeho základom je etylvinyl acetát (EVA). Je flexibilnejší ako polyetylén s nízkou hustotou (LDPE). EVA materiál má dobré izolačné a nepremokavé vlastnosti, je odolný voči nízkym teplotám a tlaku. EVA materiál je odolný voči UV žiareniu a nemá žiadny zápach.



Vysoká pružnosť



Veľmi pružný materiál



Zdravotne vyhovujúci



SILIKÓN

Medzi hlavné vlastnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných polymérov, patrí stálosť v širokom rozmedzí teplôt od -60°C do $+180^{\circ}\text{C}$. Výrobky zo silikónu sú dlhodobo odolné voči UV žiareniu, poveternostným podmienkam a potu.



Zdravotne vyhovujúci



Filozofia spoločnosti **PROTETIKA, a. s.**

je založená na príbehoch reálnych ľudí, ktorým hendikep v pohybe mení celý svet. Či už im v pohybe bráni zdravotný stav, vyšší vek, alebo pocit neistoty, PROTETIKA vytvára možnosti pre ich plnohodnotný život. Vďaka skúsenostiam, odbornému tímu a novým technológiám PROTETIKA už viac ako 100 rokov prináša svojim klientom zdravotnícke pomôcky vysokej kvality a terapeutickej účinnosti.



PROTETIKA, a.s.,
Bojnická 10, 823 65 Bratislava, Slovenská republika
+421 2 4444 1330, predaj@protetika.sk, www.protetika.sk