


# PROTETIKA®

90  
ROKOV  
PROTETIKA  
ORTOPEDICKÁ  
TRADÍCIA

## ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY Home Care

Profesionálne riešenia pre pohybový hendikep


STAROSTLIVOSŤ  
OCHRANA  
POHODLIE



## Podložka PILLOW PHARMA FORM s tvarovou pamäťou

Kód ZP: K91238

**doplatok pacienta 0,- EUR**



**Indikácie:** bolesti chrbta a krčnej chrbtice, artróza krčnej chrbtice, púrórazové bolesti

*Pohodlná anatomická podložka na krčnú chrbticu PILLOW PHARMA FORM poskytuje všetky podmienky na zabezpečenie osviežujúceho spánku vďaka svojej vysoko elastickej pamäťovej peny. Anatomický tvar podložky sa prispôbí tvaru krku a hlavy. Elasticita peny umožňuje zaboriť hlavu do podložky a tým rozkladá šírku kontaktnej plochy. Vytvára tak zníženie tlaku. Pamäťová pena si zapamätá tvar hlavy, čím znižuje protitlak a uľahčuje cirkuláciu krvi. Pena je hypoalergénna.*

### Zloženie a technické údaje

**Vankúš:** vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80 kg/m<sup>3</sup>

**Obliečka STOP ACAR:** 25% polyester potiahnutý 100% bavlnou.

Ultramoderná obliečka je antialergická, antimikrobiálna a antioztočová.

**Rozmery:** 30 x 50 cm

## Penová sedačka do invalidného vozíka

### KALLIFORM s tvarovou pamäťou

Kód ZP: L91239

**doplatok pacienta 0,- EUR**



**Indikácie:** prevencia proti preležaninám v oblasti krížovej kosti a kostrče, lepšia prevencia ischiatických preležanín

*Penová sedačka KALLIFORM je vyrobená z vysoko elastickej peny s tvarovou pamäťou. Jej anatomický tvar zaisťuje lepšiu stabilitu a prirodzené pocity pohodlia. Je obalená v nepremokavom návleku PHARMATEX a je vybavená protišmykovým materiálom v spodnej časti.*

### Zloženie a technické údaje

**Vankúš KALLIFORM** tvorí vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80kg/m<sup>3</sup>.

**Protišmykový návlek PHARMATEX:** 25% polyester, 75% polyuretán.

**Rozmery:** 46x45x8 cm

**Maximálna nosnosť:** do 120kg

## Antidekubitný matrac NOVA FORM s tvarovou pamäťou

Kód ZP: K91240

doplatok pacienta 0,- EUR



**Indikácie:** matrac pre pacientov pripútaných na lôžko s rizikom vzniku dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie alebo istotu z dôvodu inkontinencie

*Antidekubitný matrac s tvarovou pamäťou NOVA FORM je zvrchu zhotovený z vysoko elastickej peny s tvarovou pamäťou. Na rozdiel od tradičnej peny sa postupne vracia do svojej pôvodnej polohy. Návlek matraca so zipsovým uzáverom je dezinfikovatelný, nepremokavý a paropriepustný. Môže sa jednoducho vyzliecť a opraviť.*

### Zloženie a technické údaje

**Matrac NOVA FORM:** Horná vrstva je viskoelastická pena s hustotou 80 kg/m<sup>3</sup> a výškou 65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny, s hustotou 25 kg/m<sup>3</sup> a výškou 80 mm.

**Návlek PHARMATEX:** s neklzávou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

**Maximálna nosnosť:** 120 kg

**Rozmery (d x š x v):** 196 x 90 x 14,5 cm

## Antidekubitný matrac FLEXI FORM s tvarovou pamäťou

Kód ZP: K91241

doplatok pacienta 0,- EUR



**Indikácie:** matrac pre pacientov pripútaných na lôžko s rizikom vzniku dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie alebo istotu z dôvodu inkontinencie

*Inovatívny dizajn matraca FLEXI FORM výrazne znižuje riziko vzniku preležanín. Dutá základňa pod vysokou pružnou penou absorbuje väčšiu časť hmotnosti pacienta a vysoká pružná pena výrazne zniží tlak na krížovú oblasť, hlavu a päty. Návlek matraca so zipsovým uzáverom je dezinfikovaný, nepremokavý a paropriepustný. Môže sa jednoducho vyzliecť a opraviť.*

### Zloženie a technické údaje

**Matrac FLEXI FORM:** Horná vrstva je vysoko elastická pena s hustotou 80 kg/m<sup>3</sup> a výškou 65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny s hustotou 25 kg/m<sup>3</sup> a výškou 80 mm.

**Návlek PHARMATEX** s neklzávou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

**Maximálna nosnosť:** 120 kg

**Rozmery (d x š x v):** 196 x 90 x 14,5 cm

## Francúzska barla PROTETIKA 95

Kód ZP: K22145  
**doplatok pacienta 0,- EUR**



**Indikácie:** na odľahčenie dolných končatín pri chôdzi alebo v stoji po úrazoch a operáciách.

### Technické údaje

- o **Anatomicky tvarovaná rukoväť umožňuje lepšie rozdelenie tlaku na predlaktie, zaručuje pohodlie zakončenie**
- o **Gumové zakončenie zabezpečuje bezhlučné používanie**
- o **Ľahká a odolná, vyrobená z duralu**
- o **Maximálne zaťaženie 100 kg**
- o **Výška nastaviteľná**

## Chodítko STANDART / 11.41N

Kód ZP: L 81511  
**doplatok pacienta 0,- EUR**



**Indikácie:** Chodítko Standard je určené pre osoby so zníženou hybnosťou dolných končatín pri funkčných horných končatinách, prípadne so zníženou stabilitou. Je tiež určené na podporu chôdze v exteriéroch s možnosťou sadania (sedacia doska).

### Technické údaje

- o **Skladacie chodítko 4-kolesové s brzdou**
- o **Ocelový rám**
- o **Rúčky nastaviteľné na výšku**
- o **Hmotnosť 10 kg**
- o **Maximálne zaťaženie 100 kg**

## Chodítko pevné 2-kolesové / 11.50/2R

Kód ZP: L 81512

**doplatok pacienta 0,- €**



**Indikácie:** Chodítko pevné 2 – kolesové je určené pre osoby so zníženou hybnosťou dolných končatín, prípadne so zníženou stabilitou

### Technické údaje

- o **Nastaviteľný skladací hliníkový rám**
- o **Výška 74-92 cm**
- o **Polyuretánové rukoväte**
- o **2 predné kolieska a 2 zadné násadce**
- o **Hmotnosť 10 kg**
- o **Max. zaťaženie 100 kg**

## Rámové skladacie chodítko (G-APARÁT) / 11.27

Kód ZP: L 81513

**doplatok pacienta 0,- €**



**Indikácie:** Rámové skladacie chodítko je určené pre pacientov so zníženou hybnosťou dolných končatín, prípadne so zníženou stabilitou.

### Technické údaje

- o **Skladací rám**
- o **Šírka 63 cm**
- o **Dĺžka 73 cm**
- o **Výška 108-140 cm**
- o **Hmotnosť 9,4 kg**

## Vozík mechanický STANDART / 700.10

Kód ZP: L 81518  
**doplatok pacienta 0,- €**

**Indikácie:** Mechanický vozík Standart je určený pre osoby s obmedzenou hybnosťou a dobrou mobilitou horných končatín.



### Technické údaje

- o **Mechanický skladací vozík** (hmotnosť 18 kg)
- o **Šírka sedadla:** 41 cm, 46 cm
- o **Nožné opierky sklápacie a odnímateľné, výškovo nastaviteľné**
- o **Vymeniteľné laktové opierky**
- o **Brzdy**
- o **Oceľový rám**

## Vozík mechanický ľahký / 500.10

Kód ZP: L 81519  
**doplatok pacienta 0,- €**

**Indikácie:** Vozík mechanický ľahký je určený pre osoby s obmedzenou hybnosťou a dobrou mobilitou horných končatín.



### Technické údaje

- o **Vozík mechanický skladací odľahčený** (hmotnosť 15 kg)
- o **Šírka sedadla:** 41 cm, 46 cm
- o **Nožné opierky sklápacie a odnímateľné**
- o **Laktové opierky vymeniteľné**
- o **Brzdy**
- o **Rám z lakovaného hliníka**



## Nadstavec na WC CLASSIC s príklopom tvrdý, rôzne druhy a výšky

Kód ZP: K91242

**doplatok pacienta 0,- €**



Bezpečná a jednoduchá inštalácia univerzálneho nadstavca na WC CLASSIC, umožňuje jeho použitie pre každého, kto utrpel úraz alebo má problémy so vstávaním a sadaním. Splňa všetky požiadavky na zvyšovanie toaliet.

### Technické údaje

**Nadstavec má protišmykové pripevnenie, ktoré chráni misu a zabezpečuje dostatočnú pevnosť úchytu**

**Maximálna nosnosť:** 120kg

**Zvýšenie:** 15 cm alebo 13 cm

## Nadstavec na WC REHOSOFT mäkký s protišmykovým pripevnením bez príklopu

Kód ZP: K91243

**doplatok pacienta 0,- €**



Mäkký nadstavec na WC, REHOSOFT, je vyrobený zo vstrekovanej peny. Jeho bezpečná a jednoduchá inštalácia umožňuje použitie pre každého, kto utrpel úraz, alebo kto má problémy so vstávaním a sadaním. Nadstavec má protišmykové pripevnenie, ktoré umožňuje optimálne a bezpečné použitie.

### Zloženie a technické údaje

**Polyuretánová pena a hygienicky nezávadné PVC**

**Maximálna nosnosť:** 120kg

**Zvýšenie:** 11,5 cm

**Hmotnosť:** 3 kg

Filozofia spoločnosti PROTETIKA je založená na príbehoch reálnych ľudí, ktorým hendikep pohybu mení celý život. Či už im v pohybe bráni zdravotný stav, vyšší vek, alebo pocit neistoty, PROTETIKA plní svoje dlhodobé poslanie – vytvoriť možnosti pre lepší a komfortnejší život. PROTETIKA vďaka svojim skúsenostiam už od roku 1923 prináša svojim klientom širokú škálu produktov, ktoré podporujú prirodzené potreby ľudského tela - pohyb a plnohodnotné fungovanie v normálnom živote.

**PROTETIKA, a.s.**  
Bojnická 10  
823 65 Bratislava  
Slovenská republika  
+421 2 4445 1856  
+421 2 4444 13 33  
vamc@protetika.sk  
**[www.protetika.sk](http://www.protetika.sk)**

