

# PROTETIKA®

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

a pomôcky pre pohodlnú chôdzu

90  
ROKOV  
PROTETIKA  
ORTOPEDICKÁ  
TRADÍCIA



STAROSTLIVOSŤ  
OCHRANA  
POHODLIE

# BASIC

Ortopedické vložky BASIC sú zhotovené z kvalitnej prírodnej usne odvádzajúcej pot alebo z penového materiálu tlmiaceho nárazy pri chôdzi. Používanie ortopedických vložiek znižuje možnosť vzniku plochej nohy a zmierňuje bolesť pri chôdzi.



## **BASIC /** *pozdlžne a priečne ploché nohy* materiál: koža

Kombinovaná pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdlžnu a priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|        | veľkosti | kód ZP |
|--------|----------|--------|
| dámske | 35 - 40  | J52719 |
| pánske | 41 - 47  | J52720 |



## **BASIC /** *pozdlžne a priečne ploché nohy* materiál: multiform

Kombinovaná pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdlžnu a priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|        | veľkosti | kód ZP |
|--------|----------|--------|
| dámske | 35 - 40  | J52719 |
| pánske | 41 - 47  | J52720 |



## **BASIC /** *pozdlžne ploché nohy* materiál: koža

Plastová pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdlžnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|         | veľkosti       | kód ZP |
|---------|----------------|--------|
| dámske: | 35,37,38,39    | J29265 |
| pánske: | 41,42,43,45,47 | J29266 |



# BASIC

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY



## **BASIC /** *pozdĺžne ploché nohy* materiál: multiform

Plastová pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdĺžnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|         | veľkosti       | kód ZP |
|---------|----------------|--------|
| dámske: | 35,37,38,39    | J29265 |
| pánske: | 41,42,43,45,47 | J29266 |



## **BASIC /** *priečne ploché nohy* materiál: koža

Plastové srdiečko zapracované vo vložkách podopiera priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|         | veľkosti       | kód ZP |
|---------|----------------|--------|
| dámske: | 35,37,38,39    | J29263 |
| pánske: | 41,42,43,45,47 | J29264 |



## **BASIC /** *priečne ploché nohy* materiál: multiform

Plastové srdiečko zapracované vo vložkách podopiera priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

|         | veľkosti       | kód ZP |
|---------|----------------|--------|
| dámske: | 35,37,38,39    | J29263 |
| pánske: | 41,42,43,45,47 | J29264 |



# BASIC / *detské*

Ortopedické vložky rady BASIC sú zhotovené z kvalitnej prírodnej usne odvádžajúcej pot alebo z penového materiálu tlmiaceho nárazy pri chôdzi. Používanie ortopedických vložiek znižuje možnosť vzniku plochej nohy a zmiernuje bolesť pri chôdzi.



**BASIC /** *pozdlžne a priečne ploché nohy*  
*detské* materiál: koža 



| Veľkosti | Kód ZP |
|----------|--------|
| 21 -34   | J52718 |

**BASIC /** *pozdlžne a priečne ploché nohy*  
*detské* materiál: multifom 



| Veľkosti | Kód ZP |
|----------|--------|
| 21 -34   | J52718 |

**BASIC /** *pozdlžne ploché nohy*  
*detské* materiál: koža 



| Veľkosti             | Kód ZP |
|----------------------|--------|
| 22,24,25,27,29,30,32 | J28879 |

**BASIC /** *pozdlžne ploché nohy*  
*detské* materiál: multifom 



| Veľkosti             | Kód ZP |
|----------------------|--------|
| 22,24,25,27,29,30,32 | J28879 |

# PREMIUM



Ortopedické vložky PREMIUM sú relaxačnou a preventívnou pomôckou podporujúcou oslabenú klenbu nohy v priečnom aj pozdĺžnom profile. Sú zhotovené z mäkkej ovčiny, odvádzajúcej pot.



## PREMIUM / Typ 1

Vymäknutý otvor v pätovej oblasti zmiernuje bolesti pri defektoch päty. Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a 3/4 plastová pelota udržiava nohu v správnom anatomickom postavení.

### Veľkosti:

|        |         |
|--------|---------|
| dámske | 36 -40  |
| pánske | 41 - 46 |



## PREMIUM / Typ 2

Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorbciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podporuje pozdĺžnu a priečnu klenbu.

### Veľkosti:

|        |         |
|--------|---------|
| dámske | 36 -40  |
| pánske | 41 - 46 |



## PREMIUM / Typ 4

Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorbciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podporuje pozdĺžnu a priečnu klenbu.

### Veľkosti:

|        |        |
|--------|--------|
| dámske | 35 -41 |
|--------|--------|





# COMFORT



Produkty COMFORT sú relaxačnou a preventívnou pomôckou podporujúcou pohodlie nosenia obuvi. Sú zhotovené z kvalitnej prírodnej usne a v spodnej časti majú samolepiacu fóliu, ktorá bráni samovolnému pohybu vložky v obuvi.



anatomická

dámska

tlmiaca



pre päťovú ostrohu

## COMFORT / 3/4 vložka

Vložky 3/4 rady COMFORT podpierajú priečnu klenbu, tlmia nárazy pri chôdzi po tvrdom povrchu.



### Veľkosti:

dámska 35 - 37, 38 - 40

anatomická 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44



## COMFORT / Podpätenka

Podpätenky sa používajú pri bolestiach päty. Pôsobia ako ochrana proti nárazom na tvrdú podložku pri chôdzi alebo behu. Tvarové odľahčenie podpätenky pre päťovú ostrohu zabezpečuje zníženie tlaku na päťovú ostrohu.



### Veľkosti:

Tlmiaca: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42

Pre päťovú ostrohu: 35 - 39, 40 - 45



## COMFORT / Vložka metatarzálna

Vložka metatarzálna podopiera priečnu klenbu a spríjemňuje chôdzu po tvrdom a nerovnom teréne. Zvýšenie v metatarzálny oblasti zabraňuje pocitu pálenia nohy pri nosení obuvi s podpätkom.



### Veľkosti:

Metatarzálna: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42



# SILICONE

Pomôcky rady SILICONE sú vyrobené zo silikónu vysokej kvality, ktorý sa vyznačuje vysokou pružnosťou, mäkkosťou a trvanlivosťou. Materiál je hygienický a zdravotne nezávadný.



## SILICONE

Vkladacie vložky celé



Vkladacie vložky celé odbreňujú väzivá, svaly a šlachy. Zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlakov a tým zmiernujú a odstraňujú bolesti chodidla.

| Označenie | Veľkosť obuvi |
|-----------|---------------|
| S         | 36 - 37       |
| M         | 38 - 39       |
| L         | 40 - 41       |
| XL        | 42 - 43       |

kód J58366

## SILICONE

Vkladacie vložky 3/4



Vkladacie vložky 3/4 sú anatomicky tvarované v oblasti pozdĺžnej klenby. Používajú sa pri bolestiach päty a pôsobia ako ochrana proti nárazom na tvrdú podložku pri chôdzi.

| Označenie | Veľkosť obuvi |
|-----------|---------------|
| S         | 36 - 37       |
| M         | 38 - 39       |
| L         | 40 - 41       |
| XL        | 42 - 43       |

kód J58367

## SILICONE

Podpätenka



Podpätenka je anatomicky tvarovaná, v pätovej časti zvýšená. Používa sa pri bolestiach päty a pôsobí ako ochrana proti nárazom pri chôdzi. Je univerzálna pre pravú aj ľavú nohu.

Veľkosť:  
35-38, 39-42, 43-47

kód J58365

## SILICONE

Tlmiace vložky



Tlmiaca vložka je vhodná do dámskej obuvi s vyšším podpätkom. Vyrába sa v univerzálnej veľkosti. Tlmi bolesti pričnej klenby chodidla a zabráňuje posúvaniu chodidla v obuvi smerom dopredu.

Veľkosť:  
35-41

## SILICONE

Separátor



Separátor prstov vyplní priestor medzi palcom a druhým prstom. Eliminuje medziprstové trenie a zmiernuje alebo úplne odstraňuje bolestivé podráždenia. Je univerzálny pre pravú aj ľavú nohu.

Veľkosť:  
35-38, 39-42, 43-47

## SILICONE

Korektor



Korektor eliminuje medziprstové trenie a tým zmiernuje alebo úplne odstraňuje bolestivé podráždenia. Je univerzálny pre pravú aj ľavú nohu.

Veľkosť:  
35-38, 39-42, 43-47

PROTETIKA je slovenský výrobca a distribútor ortopedických vložiek a ortopedických pomôcok s 90- ročnou tradíciou. Kompletná a atraktívna prezentácia výrobkov PROTETIKA na predajnom mieste zvyšuje informovanosť zákazníkov v starostlivosti o zdravie chodidla. Nový koncept obalov zjednodušuje zákazníkom orientáciu v ortopedických vložkách a pomôckach pre pohodlnú chôdzu a motivuje ich ku kúpe produktov pre podporu zdravia.

Ortopedické vložky a pomôcky PROTETIKA® v sebe spájajú 90-ročnú ortopedickú tradíciu, odborné znalosti a zručnosti zamestnancov, aj súčasné požiadavky zákazníkov na starostlivosť o nohy.

### **PROTETIKA, a.s.**

Bojnická 10  
823 65 Bratislava  
Slovenská republika  
+421 2 4445 1856  
+421 2 4444 1333  
vamc@protetika.sk  
[www.protetika.sk](http://www.protetika.sk)

### **PROTETIKA CZ Plus**

Česká republika  
+420 589 589 555  
+420 775 550 737  
prodej@protetikaplus.cz

