

# © PROTETIKA®



PROTETIKA  
**TRADÍCIA**  
OD R. 1923



## Katalóg sériových zdravotníckych pomôcok

## VÝDAJNE A PREDAJNE PROTETIKA, a. s.

### ► BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

**Výdajňa ZP**  
Hollého 1247,  
957 01 Bánovce nad Bebravou  
0902 966 579

### ► BANSKÁ BYSTRICA

**Výdajňa ZP**  
FNsP F. D. Roosevelta,  
Nám. L. Svobodu 1,  
974 01 Banská Bystrica  
0902 966 562

### ► BRATISLAVA

**Predajňa ZP a obuvi**  
Bojnická 10,  
831 04 Bratislava  
0902 965 631

**Predajňa ZP a obuvi**  
DFNsP, Limbová 1,  
831 01 Bratislava  
0902 965 623

### **Výdajňa ZP**

Poliklinika,  
Šustekova 2,  
851 04 Bratislava  
0902 966 584

### **Predajňa ZP a obuvi**

M. Sch. Trnavského 8,  
851 10 Bratislava  
0902 965 101

### ► ČADCA

**Predajňa ZP a obuvi**  
Mierová 1725,  
022 16 Čadca  
0902 966 564

### ► GALANTA

**Výdajňa ZP**  
NsP Sv. Lukáša,  
Hodská 373/38,  
924 01 Galanta  
0902 966 572

### ► KOŠICE

**Výdajňa ZP**  
FNsP, Tr. SNP 1,  
040 66 Košice  
0902 966 571

### ► LEVICE

**Výdajňa ZP**  
Šoltésovej 2214,  
934 01 Levice  
0902 966 581

### ► LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

**Predajňa ZP a obuvi**  
Nám. mieru 1,  
031 23 Liptovský Mikuláš  
0902 966 561

### ► MARTIN

**Výdajňa ZP**  
Jesenského 8/4848,  
036 01 Martin  
0902 965 622

### ► NITRA

**Predajňa ZP a obuvi**  
Palárikova 8,  
949 01 Nitra  
0902 965 635

### ► NOVÉ ZÁMKY

**Výdajňa ZP**  
NsP, Slovenská 11,  
940 34 Nové Zámky  
0902 966 573

### ► PIEŠŤANY

**Výdajňa ZP**  
Winterova 29,  
921 01 Piešťany  
0902 966 578

### ► POVAŽSKÁ BYSTRICA

**Výdajňa ZP**  
NsP, Nemocničná 986,  
017 01 Považská Bystrica  
0902 966 570



### ► RIMAVSKÁ SOBOTA

**Predajňa ZP a obuvi**  
Malohontská ul.,  
979 01 Rimavská Sobota  
0902 966 565

### ► ROVINKA

**Predajňa ZP a obuvi**  
Železničná 322,  
900 41 Rovinka  
0902 960 102

### ► ROŽŇAVA

**Výdajňa ZP**  
NsP Sv. Barbory, Špitálska 1,  
048 83 Rožňava  
0902 966 575

### ► SENICA

**Výdajňa ZP**  
Poliklinika, Sotinská 1588,  
905 01 Senica  
0902 966 563

### ► SPIŠSKÁ NOVÁ VES

**Predajňa ZP a obuvi**  
Štefánikovo nám.10  
052 01 Spišská Nová Ves  
0902 966 568

### ► TREBIŠOV

**Výdajňa ZP**  
NsP, SNP 1079/76,  
075 08 Trebišov  
0902 966 577

### ► TRENČÍN

**Výdajňa ZP**  
Soblahovská 4,  
911 70 Trenčín  
0902 966 580

### ► TRNAVA

**Výdajňa ZP**  
Starohájska 11,  
917 01 Trnava  
0902 965 630

### ► ZLATÉ MORAVCE

**Výdajňa ZP**  
Bernoláková 24,  
953 01 Zlaté Moravce  
0902 966 569

### ► ŽILINA

**Výdajňa ZP**  
NsP, V. Spányola 43,  
010 01 Žilina  
0902 966 574

EXTENČNÉ GOLIERY	4
NAPOMÍNACIE BANDÁŽE	5
ORTÉZY TRUPU	6
ORTÉZY ZÁPÄSTIA	10
ORTÉZY LAKŤA	13
ORTÉZY KOLENA	16
ORTÉZY STEHNA	21
ORTÉZY ČLENKA	21
ORTOPEDICKÉ VLOŽKY	24
SILIKÓNOVÉ VLOŽKY	27
POLOHOVACIE POMÔCKY	28
INÉ POMÔCKY	33



## GOLIER EXTENČNÝ LATEXOVÝ S BAVLNENÝM POŤAHOM

KÓD ZP: J94774



**Funkcia:** Stabilizácia, opora a mierna fixácia hornej a strednej krčnej chrbtice. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno používať pomôcku dlhodobo

**Indikácie:**

- ✓ bolesti krčnej chrbtice zápalového a degeneratívneho pôvodu
- ✓ púrazové stavy
- ✓ morbus Bechterev
- ✓ diskopatia

VEĽKOSŤ:	S	M	L	XL
VÝŠKA GOLIERA (cm)	8	8	10	10
OBVOD KRKU (cm)	do 38	38 – 43	do 38	38 – 43

## GOLIER EXTENČNÝ MOLITANOVÝ

KÓD ZP: J39791



**Funkcia:** Odľahčenie, mierna opora a stabilizácia strednej a hornej krčnej chrbtice s čiastočným zahrievacím efektom. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno používať pomôcku dlhodobo.

**Indikácie:**

- ✓ ľahký CC sy
- ✓ akútne algické stavy
- ✓ reumatické problémy
- ✓ doliečovanie traumatizmov
- ✓ diskopatia

VEĽKOSŤ:	S	M	L
VÝŠKA GOLIERA (cm)	8 a 10	8 a 10	8 a 10
OBVOD KRKU (cm)	do 38	38 – 43	nad 43

## GOLIER EXTENČNÝ Z POLYETYLÉNU

KÓD ZP: J32672



**Funkcia:** Opora a stabilizácia strednej a hornej krčnej chrbtice s oporou brady a možnosťou výškového nastavenia goliera. Pri akútnych stavoch sa odporúča krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania možno nosiť pomôcku dlhodobo.

**Indikácie:**

- ✓ spondylartróza
- ✓ diskopatia

**VEĽKOSŤ** Vyrába sa v jednej veľkosti pre obvod krku od 37 do 50 cm.

# NAPOMÍNACIE BANDÁŽE

## BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMA

### TYP I

### KÓD ZP: v tabuľke

**Funkcia:** Aktívnym ťahom v oblasti ramenného kĺbu napomína na správne držanie ramien a trupu.

**Indikácie:** ✓ bolesti a funkčné poruchy hornej hrudnej chrbtice  
✓ chybné držanie tela s predsúvaním ramien



VEĽKOSŤ	1	2	3
ŠÍRKA CHRBTY (cm)	35 – 44	45 – 55	56 – 65
KÓD ZP	J39792	J39793	J39794

## BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMOTEXTIL

### TYP II

### KÓD ZP: v tabuľke

**Funkcia:** Aktívnym ťahom v oblasti ramenného kĺbu napomína na správne držanie ramien a trupu.

**Indikácie:** ✓ bolesti a funkčné poruchy hornej hrudnej chrbtice  
✓ chybné držanie tela s predsúvaním ramien



VEĽKOSŤ	1	2	3
ŠÍRKA CHRBTY (cm)	35 – 44	45 – 55	56 – 65
KÓD ZP	J39795	J39796	J39797

## BANDÁŽ NAPOMÍNACIA, GUMOTEXTIL

### TYP III

### KÓD ZP: J22160

**Funkcia:** Cirkulárnym ťahom okolo ramien napomína na aktívne správne držanie tela, pôsobí proti hrudnej kyfóze a napomáha reklinovať brušnú stenu. Chrbtová časť je vystužená dlahami.

**Indikácie:** ✓ guľatý chrbát  
✓ chybné držanie tela u detí a dospievajúcich  
✓ vertebrogénny algický syndróm a preťaženie šijových svalov u dospelých




VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL	XXL
VÝŠKA POSTAVY (cm)	110 – 122	128 – 134	140 – 152	158 – 164	165 – 170	< 170
OBVOD PÁSU (cm)	53 – 57	56 – 59	58 – 63	64 – 69	68 – 75	76 – 83

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ DRIEKU

PA-1

KÓD ZP: J22116



**Funkcia:** Mierna stabilizácia driekovej chrbtice cirkulárnou kompresiou.

- Indikácie:**
- ✓ stavy po ľahších úrazoch a preťaženiach driekovej chrbtice
  - ✓ vertebrogénny algický syndróm mierneho stupňa
  - ✓ prevencia preťaženia diskov pri fyzickej námahe

VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	24	26,5	26,5	26,5	26,5

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ DRIEKU

PA-2

KÓD ZP: J22117



**Funkcia:** Pružným tlakom na prednú brušnú stenu podporuje reklináciu driekovej chrbtice. Pomôcka je vystužená dlahami.

- Indikácie:**
- ✓ stavy po ľahších úrazoch mäkkých štruktúr v driekovej oblasti
  - ✓ začínajúca spondylolistéza
  - ✓ bolesti v dolnej časti chrbta
  - ✓ instability chrbtice pri hypermobilitě

VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26,5	26,5	26,5	26,5

## PÁS LUMBOSAKRÁLNY S DLAHAMI A GUM. ŤAHOM, SOHATEX

PA-31

KÓD ZP: J77984



**Funkcia:** Opora, odľahčenie a stabilizácia driekovej chrbtice s oporou brušnej steny.

- Indikácie:**
- ✓ akútne bolesti pri degeneratívnych reumatických ochoreniach
  - ✓ bolesti pri diskopatiách
  - ✓ spondylolýza
  - ✓ spondylolistéza

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	64 – 72	72 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5

## GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ PÁSOVÁ


PA-21

KÓD ZP: J53675

**Funkcia:** Pružným tlakom na prednú brušnú stenu podporuje reklináciu driekovej chrbtice. Pomôcka je vystužená dlahami.

**Indikácie:**

- ✓ stavy po ľahších úrazoch mäkkých štruktúr v driekovej oblasti
- ✓ začínajúca spondylolistéza
- ✓ bolesti dolnej časti chrbta
- ✓ instability chrbtice pri hypermobilitě



VEĽKOSŤ	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 78	78 – 94	94 – 102	102 – 110	110 – 118
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	27	27	27	27

## PÁS BRUŠNO-BEDROVÝ, GUMOTEXTIL

PA-24

KÓD ZP: J69588

**Funkcia:** Spevnenie driekovej oblasti gumotextilným návlekom, stabilizácia prednej brušnej steny.

**Indikácie:**

- ✓ konzervatívna a funkčná liečba lumbalgie
- ✓ stavy po miernych úrazoch a preťaženiach lumbálnej chrbtice
- ✓ poruchy statodynamiky brušného a chrbtového svalstva
- ✓ umbilikálna hernia mierneho stupňa
- ✓ oslabenie prednej brušnej steny



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 73	74 – 81	82 – 90	91 – 102	103 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26

## PÁS BRUŠNO-BEDROVÝ, GUMOTEXTIL

PA-25

KÓD ZP: J91893

**Funkcia:** Pás brušno-bedrový je jednoduchý návlekový pás bez výstuh a regulácie, ktorý je zhotovený z elastického hrejivého gumotextilného materiálu.

**Indikácie:**

- ✓ konzervatívna a funkčná liečba vertebralgii
- ✓ po úrazoch a operáciách chrbtice
- ✓ oslabená predná brušná stena
- ✓ zahrievací účinok pomocou hrejivého materiálu



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	66 – 72	73 – 81	82 – 90	91 – 102	103 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26	26

## PÁS BEDROVÝ ŽENSKÝ, GUMOTEXTIL

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Mierna cirkulárna kompresia a opora driekovej chrbtice

**Indikácie:** ✓ mierne bolesti driekovej oblasti rôzneho pôvodu

VEĽKOSŤ	1	2	3	4	5
OBVOD PÁSU (cm)	55 – 75	65 – 85	75 – 95	85 – 105	95 – 110
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	16	16	16	16	16
KÓD ZP	J21005	J21006	J21007	J21008	J21009

## KORZET GUMOTEXTILNÝ

KÓD ZP: J52711



**Funkcia:** Elastická stabilizácia s oporou prednej brušnej steny zmiernuje preťaženie driekovej chrbtice – chrbtová časť je vystužená dlahami.

**Indikácie:** ✓ lumbalgia statického pôvodu  
✓ insuficiencia brušného svalstva

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD PÁSU (cm)	70 – 85	80 – 95	90 – 105	100 – 115	110 – 125	120 – 135
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5

## PÁS LUMBOSAKRÁLNY

PA-41

KÓD ZP: J88550



**Funkcia:** Opora, odľahčenie a stabilizácia driekovej chrbtice s oporou prednej brušnej steny. Pás je vyrobený z elastického anatomicky tvarovaného úpletu s gumotextilom, v zadnej časti je vystužený dlahami.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba pri vertebralgách  
✓ pri degeneratívnych a reumatických ochoreniach LS chrbtice  
✓ bolesti pri diskopatiách  
✓ spodylolistéza  
✓ spondylolýza  
✓ po úrazoch driekovej chrbtice

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD PÁSU (cm)	65 – 72	73 – 80	81 – 88	89 – 96	97 – 114
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5



# ORTÉZY TRUPU

## PÁS BRUŠNÝ ZDRAVOTNÝ, GUMOTEXTIL

TYP I

**Funkcia:** Podpora statiky driekovej chrbtice, opora prednej brušnej steny. Vhodný pre vodičov pri dlhých jazdách ako prevencia bolesti chrbtice. Je rovného strihu, vhodný pre mužov.

**Indikácie:** ✓ bolesti driekovej chrbtice  
✓ poruchy statodynamiky brušného a chrbtového svalstva



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	70 – 85	85 – 100	100 – 115	110 – 130
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26

## PÁS BRUŠNÝ ZDRAVOTNÝ, GUMOTEXTIL

TYP II

KÓD ZP: J36816

**Funkcia:** Podpora statiky driekovej chrbtice, opora prednej brušnej steny. Vhodný aj pre vodičov pri dlhých jazdách ako prevencia bolesti chrbtice. Má tvar písmena A, je vhodný pre ženy.

**Indikácie:** ✓ bolesti driekovej chrbtice  
✓ poruchy statodynamiky brušného a chrbtového svalstva



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	70 – 85	85 – 100	100 – 115	110 – 130
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	26	26	26	26

## PÁS REBROVÝ DÁMSKY, GUMOTEXTIL

RE-21

KÓD ZP: J74440

**Funkcia:** Mierna cirkulárna kompresia a stabilizácia v oblasti rebier.

**Indikácie:** ✓ potreba zmiernenia dychových exkurzií pri poúrazových a pooperačných stavoch v oblasti hrudnej chrbtice a rebier



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	20,5	20,5	20,5	20,5

## PÁS REBROVÝ PÁNSKY, GUMOTEXTIL

RE-22

KÓD ZP: J74439

**Funkcia:** Mierna cirkulárna kompresia a stabilizácia v oblasti rebier.

**Indikácie:** ✓ potreba zmiernenia dychových exkurzií pri poúrazových a pooperačných stavoch v oblasti hrudnej chrbtice a rebier



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD PÁSU (cm)	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
ZADNÁ VÝŠKA PÁSU (cm)	20,5	20,5	20,5	20,5

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-1

KÓD ZP: J22118



**Funkcia:** Cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

- Indikácie:**
- ✓ prevencia preťaženého zápästia
  - ✓ instabilita zápästia
  - ✓ syndróm karpálneho tunela

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL/XXL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	13 – 17	17 – 21	21 – 25

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-2

KÓD ZP: J22119



**Funkcia:** Cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

- Indikácie:**
- ✓ prevencia preťaženia zápästia pri športe a opakovanej záťaži
  - ✓ instabilita zápästia
  - ✓ doliečovanie po zlomeninách alebo operáciách v oblasti zápästia
  - ✓ doliečovanie pri nekróze, resp. luxácii ossis lunati
  - ✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
  - ✓ styloiditis processus styloideus radii

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-3

KÓD ZP: J22120



**Funkcia:** Stabilizácia a znehybnenie koreňového kĺbu palca.

- Indikácie:**
- ✓ poranenie a artróza CMC alebo MCP kĺbu palca
  - ✓ instabilita zápästia, ligamentózna laxicita palcového kĺbu
  - ✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
  - ✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho rádia a os naviculare
  - ✓ syndróm karpálneho tunela, artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA

ZA-4

KÓD ZP: J22121



**Funkcia:** Fixácia zápästia s vystužením dlane a radiokarpálneho kĺbu.

- Indikácie:**
- ✓ instabilita zápästia
  - ✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
  - ✓ syndróm karpálneho tunela
  - ✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
  - ✓ doliečovanie po úrazoch a operáciách zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Bandáž je vyrobená samostatne pre ľavú a pravú hornú končatinu.

## ORTÉZA ZÁPÄSTIA, LAMINOVANÝ MATERIÁL

ZA-51

KÓD ZP: J94658

**Funkcia:** Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

- Indikácie:**
- ✓ kontúzie a distorzie zápästia
  - ✓ degeneratívne a reumatické ochorenie s ľahkou nestabilitou zápästia
  - ✓ pomôcka pri paréze n. radialis, bolesti pri syndróme karpálneho tunela
  - ✓ doliečenie po zlomeninách a ťažších úrazoch zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	nad 20
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	20	20	20	20

Ortéza je vyrobená **samostatne** pre **ľavú** a **pravú** hornú končatinu.



## ORTÉZA ZÁPÄSTIA, LAMINOVANÝ MATERIÁL

ZA-52

KÓD ZP: J94659

**Funkcia:** Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

- Indikácie:**
- ✓ kontúzie a distorzie zápästia
  - ✓ degeneratívne a reumatické ochorenie s ľahkou nestabilitou zápästia
  - ✓ pomôcka pri paréze n. radialis, bolesti pri syndróme karpálneho tunela
  - ✓ doliečenie po zlomeninách a ťažších úrazoch zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	nad 20
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	12	12	12	12

Ortéza je vyrobená **samostatne** pre **ľavú** a **pravú** hornú končatinu.



## GUMOTEXTILNÁ ORTÉZA ZÁPÄSTIA A PALCA

ZA-22

KÓD ZP: J89225

**Funkcia:** Účinné znehybnenie/fixácia zápästia a palca.

- Indikácie:**
- ✓ mierne vyvrtnutia zápästia alebo palca (funkčná liečba)
  - ✓ vyvrtnutia palca a zlomeniny člnkovej kosti (pooperačná liečba)
  - ✓ pri liečbe tendinitídy a tendopatie zápästia a palca
  - ✓ zápal a reumatické ochorenia

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	13 – 15	15,5 – 17,5	18 – 20	20,5 – 23

Ortéza je vyrobená **samostatne** pre **ľavú** a **pravú** hornú končatinu.



## GUMOTEXTILNÁ ORTÉZA S VÝSTUHAMI

ZA-23

KÓD ZP: J53677

**Funkcia:** Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

- Indikácie:**
- ✓ instabilita zápästia, zápal a preťaženia šliach, artróza a artritída zápästného kĺbu
  - ✓ syndróm karpálneho tunela
  - ✓ stavy po zlomeninách zápästia, stavy po operáciách šliach a mäkkých tkanív
  - ✓ lézia radiálneho nervu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25
DĹŽKA ORTÉZY (cm)	20	20	20	20	20

Ortéza je **univerzálna** pre **ľavú** aj **pravú** hornú končatinu.



## GUMOTEXTILNÄ ORTÉZA S VÝSTUHAMI

ZA-24

KÓD ZP: J53678



**Funkcia:** Stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane.

- Indikácie:**
- ✓ instabilita zápästia
  - ✓ zápaly a preťaženia šliach
  - ✓ artróza a artritída zápästného kĺbu
  - ✓ syndróm karpálneho tunela
  - ✓ stavy po zlomeninách zápästia
  - ✓ stavy po operáciách šliach a mäkkých tkanív
  - ✓ lézia radiálneho nervu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25
DĽŽKA ORTÉZY (cm)	25	25	25	25	25

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## ORTÉZA ZÁPÄSTIA S VÝSTUHOU DLAŇOVEJ STRANY, SOHATEX

ZA-31

KÓD ZP: J80831



**Funkcia:** Fixácia zápästia s vystužením dlane a distálneho predlaktia.

- Indikácie:**
- ✓ instabilita zápästia
  - ✓ artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
  - ✓ syndróm karpálneho tunela
  - ✓ tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
  - ✓ doliečovanie po úrazoch a operáciách zápästia

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	15 – 17	17 – 19	19 – 21

Ortéza je vyrobená samostatne pre ľavú a pravú hornú končatinu.

## ORTÉZA ZÁPÄSTIA S DLAHOU A PELOTOU

ZA-41



**Funkcia:** Fixácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na palmárnej strane a silikónovou pelotou na dorzálnej strane. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

- Indikácie:**
- ✓ tendinitída, instabilita zápästia
  - ✓ syndróm karpálneho tunela
  - ✓ doliečenie po fraktúre zápästia
  - ✓ reumatoidná artritída

**Kód:** J94896

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ZÁPÄSTIA (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 20	20 – 22

Ortéza je vyrobená samostatne pre ľavú a pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-1

KÓD ZP: J22122

**Funkcia:** Regulovateľná cirkulárna kompresia v oblasti distálneho predlaktia.

**Indikácie:** ✓ prevencia preťaženia šliach laktového kĺbu pri športe a opakovanom preťažení  
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)  
✓ doliečovanie po operáciách (epicondylitis)

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	23 – 27	27 – 31

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-1+

KÓD ZP: J22123

**Funkcia:** Regulovateľná cirkulárna kompresia v oblasti distálneho predlaktia. Pridaná cirkulárna páska a peloty nastaviteľne redukovú ťah pri úponoch šliach.

**Indikácie:** ✓ prevencia preťaženia šliach laktového kĺbu pri športe a opakovanom preťažení  
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)  
✓ doliečovanie po operáciách (epicondylitis)

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	23 – 27	27 – 31

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-2

KÓD ZP: J22124

**Funkcia:** Stabilizácia laktového kĺbu regulovateľná veľkropáskou.

**Indikácie:** ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách  
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)  
✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-3

KÓD ZP: J22125

**Funkcia:** Stabilizácia laktového kĺbu so spevňovacím pásom. Peloty sa môžu pripnúť na postihnuté miesta na rubovej strane bandáže.

**Indikácie:** ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách  
✓ epikondylitída radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)  
✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída reumatického pôvodu

VEĽKOSŤ	S	M	L
OBVOD LAKTOVÉHO KLBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-4

KÓD ZP: J22126



**Funkcia:** Spevnenie laktového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami.

- Indikácie:**
- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch laktového kĺbu
  - ✓ doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách
  - ✓ po zlomeninách hlavičky rádia
  - ✓ po operáciách laktového kĺbu s následnou rehabilitáciou
  - ✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-5

KÓD ZP: J53693



**Funkcia:** Zmiernenie bolestivého dráždenia svalových úponov kompresiou proximálneho predlaktia na radiálnom alebo ulnárnom epicondyle humeru.

- Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulnárnej epikondylitídy

VEĽKOSŤ	UNIVERZÁLNA
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	22 – 35

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ LAKŤA

LA-6

KÓD ZP: J58379



**Funkcia:** Stabilizácia laktového kĺbu návlekom s pridanými postrannými pružinovými dlahami.

- Indikácie:**
- ✓ doliečovanie po zlomeninách, luxáciách a distorziách
  - ✓ epikondylitídy radiálneho a ulnárneho epikondylu humeru (tenisový alebo golfový lakť)
  - ✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a artritída s edémom

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ LAKŤA A PREDLAKTIA

LA-21

KÓD ZP: J69589



**Funkcia:** Mierna kompresia laktového kĺbu elastickým návlekom napomáha resorpcii edému a redukuje bolesť.

- Indikácie:**
- ✓ prevencia preťaženia pri fyzickej záťaži a športe
  - ✓ konzervatívna liečba po miernych úrazoch a edémoch reumatického a artritického pôvodu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KĽBU (cm)	21 – 24	25 – 28	29 – 32	33 – 37

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## PÁSKA EPIKONDILICKÁ, SOHATEX

LA-31

**Funkcia:** Zmiernenie bolestivého dráždenia svalových úponov kompresiou proximálneho predlaktia na radiálnom alebo ulnárnom epikondyle humeru.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulnárnej epikondylitídy

**Info:** KÓD ZP: J80833



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KLĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 34

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## ORTÉZA LAKŤA S DLAHAMÍ, SOHATEX

LA-32

**Funkcia:** Spevnenie laktového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba po úrazoch laktového kĺbu  
 ✓ doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách  
 ✓ po zlomeninách hlavičky rádia  
 ✓ po operáciách laktového kĺbu s následnou rehabilitáciou  
 ✓ instabilita laktového kĺbu, artróza a aritída

**Info:** KÓD ZP: J80832



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD LAKTOVÉHO KLĽBU (cm)	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## ORTÉZA LAKŤA S PELOTAMI A ELASTICKÝM PÁSOM

LA-41

KÓD ZP: J86363

**Funkcia:** Stabilizácia anatomicky tvarovaným návlekom oblasti laktového kĺbu rovnomernou cikulárnou kompresiou podporená silikónovými pelotami, odľahčenie v oblasti predlaktových úponov elastickým pásom. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba radiálnej alebo ulnárnej epikondylitídy  
 ✓ funkčná liečba po operáciách lakt'a  
 ✓ funkčná liečba bolestí pri opuchoch a stuhnutí lakt'a  
 ✓ zmiernenie bolestí opuchov a stuhnutia lakt'a



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD LAKTOVÉHO KLĽBU (cm)	23 – 25	25 – 28	28 – 31	31 – 33	33 – 36

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú hornú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-1

KÓD ZP: J22127



**Funkcia:** Odľahčenie tuberositas tibie pri Osgoodovej-Schlatterovej chorobe.

**Indikácie:** ✓ liečba Osgoodovej-Schlatterovej choroby

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL/XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	25 – 33	34 – 41	41 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-2

KÓD ZP: J22128



**Funkcia:** Elastická stabilizácia kolenného kĺbu s možnosťou regulácie veľkopieskou.

**Indikácie:** ✓ chronické instability kolenného kĺbu  
✓ doliečovanie po distorziách kolenného kĺbu  
✓ stavy po operáciách kolenného kĺbu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-3

KÓD ZP: J22129



**Funkcia:** Stabilizácia kolena spevnená bočnými kĺbovými dvojosiimi dlahami.

**Indikácie:** ✓ instabilita kolenného kĺbu pri hypermobilita a pri léziách postranných väzov  
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu  
✓ traumatické a degeneratívne deformity kolena

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-4

KÓD ZP: J53694



**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu a pately spevnená bočnými dvojosiimi dlahami a pelotami obopínajúcimi patelu.

**Indikácie:** ✓ instabilita kolenného kĺbu pri hypermobilita a pri léziách postranných väzov, instabilita pately  
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu a pately  
✓ traumatické a degeneratívne deformity kolena

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



# ORTÉZY KOLENA

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-5

KÓD ZP: J53695

**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu a pately spevnená bočnými pružinovými dlahami a pelotami obopínajúcimi patelu.

**Indikácie:** ✓ instabilita kolenného kĺbu a pately  
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu a pately

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-6

KÓD ZP: J58378

**Funkcia:** Cirkulárny elastický stabilizujúci návlek kolenného kĺbu s pelotou obopínajúcou patelu. Mediolaterálna stabilizácia kolena je zdôraznená bočnými kĺbovými dlahami.

**Indikácie:** ✓ mierne až stredné mediolaterálne instability  
✓ doliečenie kolenného kĺbu po úrazoch a operáciách  
✓ mierne odľahčenie kolena pri gonartróze  
✓ doliečenie po luxácii pately  
✓ ako rehabilitačný prostriedok urýchľujúci liečbu po poraneniach

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ KOLENA

KO-7

KÓD ZP: J70786

**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu a pately pelotou, spevnená upínacím pásmom. Velkropáska dáva možnosť regulácie pri aktívnom pohybe, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

**Indikácie:** ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu  
✓ stavy po kontúziách, konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena  
✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilov

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ ORTÉZA KOLENA

KO-12

KÓD ZP: J53692

**Funkcia:** Vedenie kolena v sagitálnej rovine so zabezpečením proti postranným pohybom. Možnosť fixácie kolena v požadovanom postavení, ako aj možnosť vymedzenia rozsahu pohybu kolena nastaviteľnými kĺbovými dlahami – nastavenie extenzie – flexie od 0° do 90° (po 15°).

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba poškodenia kolaterálnych väzov  
✓ chronické instability  
✓ odľahčenie pri posttraumatických a degeneratívnych poškodeniach kolena  
✓ znehybnenie končatiny po úrazoch väzov, znehybnenie po operáciách v oblasti kĺbov  
✓ podopretie končatiny pri jej celkovej slabosti (napr. po NCMP)

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ ORTÉZA KOLENA

**KO-13**
**KÓD ZP: J74062**


**Funkcia:** Vedenie kolena v sagitálnej rovine so zabezpečením proti postranným pohybom. Možnosť fixácie kolena v požadovanom postavení, ako aj možnosť vymedzenia rozsahu pohybu kolena pomocou nastaviteľných kĺbových dláh – nastavenie extenzie – flexie od 0° do 90° s delením po 15°.

- Indikácie:**
- ✓ konzervatívna liečba poškodenia kolaterálnych väzov
  - ✓ chronické instability, odľahčenie pri posttraumatických a degeneratívnych poškodeniach kolena
  - ✓ znehybnenie končatiny po úrazoch väzív, znehybnenie po operáciách v oblasti kĺbov
  - ✓ podopretie končatiny pri jej celkovej slabosti (napr. po NCMP)

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## GUMOTEXTILNÁ ORTÉZA KOLENA

**KO-21**
**KÓD ZP: J69587**


**Funkcia:** Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

- Indikácie:**
- ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu
  - ✓ stavy po kontúziách
  - ✓ konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena
  - ✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilov

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	34 – 38	39 – 43	44 – 48

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA S PELOU A DLAHAMÍ, SOHATEX

**KO-31**
**KÓD ZP: J77982**


**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu a pately, fixácia dolnej končatiny je zabezpečená kraniálnou a distálnou páskou. Velkropáska dáva možnosť regulácie pri aktívnom pohybe, bočné dvojsose dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

- Indikácie:**
- ✓ mierne distorzie a distenzie lig. aparátu
  - ✓ stavy po kontúziách
  - ✓ konzervatívna liečba po úrazoch mäkkého kolena
  - ✓ ľahké instability kolenného kĺbu a pately u hypermobilov

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Ortéza je **univerzálna** pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA S PELOTAMI A DVOJOSÍMI DLAHAMI, SOHATEX

KO-32

KÓD ZP: J89226

**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu, obmedzenie rotačného pohybu v kolennom kĺbe, zabezpečenie kolenného kĺbu proti bočným pohybom pomocou dláh, dvojsose dlahy umožňujú plynulú flexiu kolenného kĺbu.

**Indikácie:** ✓ instabilita kolenného kĺbu  
✓ doliečovanie po operáciách, luxáciách a distorziách kolenného kĺbu



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA S ARETÁCIOU POHYBU, SOHATEX

KO-33

KÓD ZP: J89227

**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu s možnosťou nastavenia rozsahu pohybu kolenného kĺbu pomocou dvojosích dláh, ktoré umožňujú nastavenie extenzie a flexie v stupňoch 0°, 15°, 30°, 60° do 90°.

**Indikácie:** ✓ funkčná liečba poúrazových a pooperačných stavov kolenného kĺbu  
✓ stabilizácia kolenného kĺbu po úrazoch a operáciách



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48
OBVOD STEHNA (cm)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA S ARETÁCIOU POHYBU, SOHATEX

KO-34

KÓD ZP: J89228

**Funkcia:** Stabilizácia kolenného kĺbu pomocou dvojosích dláh s možnosťou nastavenia rozsahu pohybu kolenného kĺbu vo flexii od 0°, 15°, 30°, 60° do 90°.

**Indikácie:** ✓ funkčná liečba poškodenia mediálneho a laterálneho väzu  
✓ stabilizácia kolenného kĺbu po úrazoch, operáciách  
✓ prevencia pri športových aktivitách



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD KOLENNÉHO KĽBU (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44	44 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA SO SILIK. PELOTOU A PRUŽINOVÝMI DLAHAMI

**KO-41**
**KÓD ZP: J86365**


**Funkcia:** Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy, bočné pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii v mediolaterálnom smere. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba po úrazoch kolena/distorzia kolena, distenzie lig. aparátu  
 ✓ funkčná liečba po operáciách mäkkého kolena  
 ✓ stabilizácia pri instabilite kolenného kĺbu, pri fyzickej záťaži a športe

VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	27 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45	45 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA SO SILIKÓNOVOU PELOTOU

**KO-42**
**KÓD ZP: J86366**


**Funkcia:** Stabilizácia pately silikónovou pelotou, odľahčenie patelárnej šľachy. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba pri chondropatiách, po úrazoch mäkkého kolena  
 ✓ distorzia kolena, distenzie lig. aparátu  
 ✓ funkčná liečba po operáciách mäkkého kolena s cieľom stabilizácie

VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBVOD KOLENNÉHO KLĽBU (cm)	27 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45	45 – 48

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA RIGIDNÁ 0°, LAMINOVANÝ MATERIÁL

**KÓD ZP: J74441**


**Funkcia:** Fixácia kolenného kĺbu v polohe 0°, zabezpečenie stabilizácie pomocou piatich upínacích popruhov.

**Indikácie:** ✓ konzervatívna liečba akútnych ťažších poranení kĺbového puzdra a väzov, poškodenia kolenného kĺbu vyžadujúce pokojové postavenie v extenzii

VEĽKOSŤ	S	M
OBVOD KOLENA (cm)	29 – 48	29 – 48
DĽŽKA ORTÉZY (cm)	50	60
VÝŠĽA POSTAVY (cm)	160 – 175	175 – 185

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## ORTÉZA KOLENA RIGIDNÁ 20°, LAMINOVANÝ MATERIÁL

**KÓD ZP: J74442**


**Funkcia:** Fixácia kolenného kĺbu vo flexii 20°, zabezpečenie stabilizácie pomocou šiestich upínacích popruhov.

**Indikácie:** ✓ stavy po poraneniach predného krížneho väzu  
 ✓ pooperačné doliečovanie vnútrokĺbových meniskov a predného krížneho väzu

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD KOLENA (cm)	29 – 33	33 – 37	37 – 41	41 – 44
DĽŽKA ORTÉZY (cm)	60	60	60	60

Ortéza je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

# ORTÉZY STEHNA | ORTÉZY ČLENKA

## BANDÁŽ STEHNA, NEOPRÉN

ST-1

KÓD ZP: J70785

**Funkcia:** Cirkulárna kompresia stehna s možnosťou regulácie upnutia.

**Indikácie:** ✓ distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry svalstva stehna

**Dĺžka:** ST – 1/25 – 25 cm  
ST – 1/30 – 30 cm

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD STEHNA (cm)	48 – 50	50 – 52	52 – 54	54 – 56

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre **ľavú** a **pravú** dolnú končatinu



## BANDÁŽ STEHNA, GUMOTEXTIL

ST-21

KÓD ZP: J69590

**Funkcia:** Cirkulárna elastická kompresia stehna.

**Indikácie:** ✓ distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry svalstva stehna

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD STEHNA (cm)	48 – 50	50 – 52	52 – 54	54 – 56

Bandáž je **univerzálna** pre **ľavú** aj **pravú** dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-1

KÓD ZP: J22130

**Funkcia:** Mierna stabilizácia členkového kĺbu.

**Indikácie:** ✓ instabilita členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov členkového kĺbu  
✓ doliečovanie distorzií a distenzií členkového kĺbu, artróza a artritída členkového kĺbu  
✓ syndróm tarzálneho tunela

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 24	24 – 30	30 – 34

Bandáž je **univerzálna** pre **ľavú** aj **pravú** dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-2

KÓD ZP: J22131

**Funkcia:** Stabilizácia členkového kĺbu so zvýšeným účinkom pomocou pelôt na vonkajší a vnútorný členok. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

**Indikácie:** ✓ distorzie a distenzie členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov  
✓ stavy po úrazoch a operáciách Achillovej šľachy  
✓ artróza a artritída členkového kĺbu, chronické instability členka  
✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia

VEĽKOSŤ	XS/S	M/L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 24	24 – 30	30 – 34

Bandáž je **univerzálna** pre **ľavú** aj **pravú** dolnú končatinu.



## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-3

KÓD ZP: J22132



**Funkcia:** Stabilizácia členkového kĺbu so zvýšeným účinkom proti bočným pohybom, postranné spevnenie dlahami s možnosťou flexie a extenzie. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

**Indikácie:** ✓ chronické instability členka rôzneho pôvodu  
✓ doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia  
✓ artróza a artritída členkového kĺbu

VEĽKOSŤ	XS/XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 34

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## NEOPRÉNOVÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-4

KÓD ZP: J58376



**Funkcia:** Stabilizácia členkového kĺbu navyše so zvýšeným účinkom pomocou bočných pružinových dláh. Pružný popruh osmičkovým ťahom zosilňuje efekt stabilizácie.

**Indikácie:** ✓ distorzie a distenzie členkového kĺbu, tendosynovitída extenzorov a flexorov členkového kĺbu  
✓ artróza a artritída členkového kĺbu  
✓ chronické instability členka, doliečovanie po zlomeninách distálneho konca predkolenia

VEĽKOSŤ	XS	S	M	L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	18 – 21	21 – 24	24 – 27	27 – 30	30 – 34

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

## GUMOTEXTILNÁ BANDÁŽ ČLENKA

ČL-22



**Funkcia:** Mierna stabilizácia členka pomocou elastického osmičkového popruhu.

**Indikácie:** ✓ ľahké distorzie, distenzie a preťaženia členkového kĺbu  
✓ mierne instability členka, vhodná prevencia preťaženia členka pri športe a záťaži

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	21 – 24	24 – 27	27 – 30	30 – 33

Bandáž je univerzálna pre ľavú aj pravú dolnú končatinu.

# ORTÉZY ČLENKA

## ORTÉZA ČLENKA SO SILIKÓNOVÝMI PELOTAMI, SOHATEX

ČL-31

KÓD ZP: J77983

**Funkcia:** Cirkulárna stabilizácia, kompresia členkového kĺbu a priehlavku zosilnená osmičkovým ťahom, mechanická ochrana vonkajšieho a vnútorného členka bočnými silikónovými pelotami.

- Indikácie:**
- ✓ konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách
  - ✓ prevencia opuchov po preťažení a úrazoch mäkkých štruktúr
  - ✓ chronické instability



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL
OBVOD ČLENKA (cm)	21 – 24	24 – 27	27 – 30	30 – 33

Bandáž je vyrobená **samostatne** pre **ľavú** a **pravú** dolnú končatinu.

## ORTÉZA ČLENKA SO SILIK. PELOTAMI A GUMOVÝM ŤAHOM

ČL-41

KÓD ZP: J86364

**Funkcia:** Cirkulárna stabilizácia, kompresia členkového kĺbu a priehlavku zosilnená osmičkovým ťahom, mechanická ochrana vonkajšieho a vnútorného členka bočnými silikónovými pelotami. Pomôcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu.

- Indikácie:**
- ✓ chronické instability, instabilita členka
  - ✓ konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách
  - ✓ hypermobilita po úrazoch
  - ✓ prevencia opuchov po preťažení a úrazoch mäkkých štruktúr



VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
OBVOD ČLENKA (cm)	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 30

Bandáž je **univerzálna** pre **ľavú** aj **pravú** dolnú končatinu.



## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE POZDĹŽNE A PRIEČNE PLOCHÉ NOHY, KOŽ., MULTIFORM

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Kombinovaná pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdĺžnu a priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

**Indikácie:** ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DETSKÉ	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	21 – 34	35 – 40	41 – 47
KÓD ZP	J52718	J52719	J52720

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE PRIEČNE PLOCHÉ NOHY, KOŽENÉ, MULTIFORM

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Plastové srdiečko zapracované vo vložkách podopiera priečnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

**Indikácie:** ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35, 37, 38, 39	41, 42, 43, 45, 47
KÓD ZP	J29263	J29264

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY PRE POZDĹŽNE PLOCHÉ NOHY, KOŽENÉ, MULTIFORM

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Plastová pelota zapracovaná vo vložkách podopiera pozdĺžnu klenbu chodidla. Vložky udržiavajú nohy v správnom anatomickom postavení.

**Indikácie:** ✓ pozdĺžne plochonožie

TYP	DETSKÉ	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	22, 24, 25, 27, 29, 30, 32	35, 37, 38, 39	41, 42, 43, 45, 47
KÓD ZP	J28879	J29265	J29266

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY S PLASTOVOU PELOTOU, KOŽENÉ

TYP 1



**Funkcia:** Vymäkčený otvor v pätovej oblasti zmiernuje bolesti pri defektoch päty. Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a trojštvrťová plastová pelota udržiava nohu v správnom anatomickom postavení.

**Indikácie:** ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	36 – 40	41 – 46



# ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY S KOMBINOVANOU PELOTOU, KOŽENÉ

TYP 2

**Funkcia:** Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorbciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podporuje pozdĺžnu a priečnu klenbu.

**Indikácie:** ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie



TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	36 – 40	41 – 46

## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ S KOMBIN. PELOTOU, KOŽ.

TYP 4

**Funkcia:** Penový materiál medzistielky zabezpečuje odpruženie a absorbciu tlaku najviac zaťažovaných bodov chodidla. Kombinovaná pelota podporuje pozdĺžnu a priečnu klenbu.

**Indikácie:** ✓ pozdĺžne a priečne plochonožie



TYP	DÁMSKE
VEĽKOSŤ	35 – 41

## VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ, KOŽENÉ, ANATOMICKÉ

**Funkcia:** Trojštvrťové vložky podporujú priečnu klenbu, tlmia nárazy pri chôdzi po tvrdom povrchu. Vložky sú vhodné do širšej dámskej alebo pánskej obuvi.

**Indikácie:** ✓ priečne plochonožie



TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42, 43/44

## VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ, KOŽENÉ, DÁMSKE

**Funkcia:** Trojštvrťové vložky podporujú priečnu klenbu, tlmia nárazy pri chôdzi po tvrdom povrchu. Vložky sú vhodné do dámskej obuvi.

**Indikácie:** ✓ priečne plochonožie



TYP	DÁMSKE
VEĽKOSŤ	35 – 37, 38 – 40

## PODPÄTENKA KOŽENÁ, TLMIAČA



**Funkcia:** Podpätenky sa používajú pri bolestiach päty. Pôsobia ako ochrana proti nárazom na tvrdú podložku pri chôdzi alebo behu.

**Indikácie:** ✓ bolesti päty

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42

## PODPÄTENKA KOŽENÁ, PRE PÄTOVÚ OSTROHU



**Funkcia:** Podpätenky sa používajú pri bolestiach päty. Tvarové odľahčenie podpätenky zabezpečuje zníženie tlaku na päťovú ostrohu.

**Indikácie:** ✓ päťová ostroha

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35 – 39	40 – 45

## VLOŽKA METATARZÁLNA, KOŽENÁ



**Funkcia:** Vložka metatarzálna podopiera priečnu klenbu a spríjemňuje chôdzu po tvrdom a nerovnom teréne. Zvýšenie v metatarzálnej oblasti zabraňuje pocitu pálenia nohy pri nosení obuvi s podpätkom.

**Indikácie:** ✓ priečne plochonožie

TYP	DÁMSKE	PÁNSKE
VEĽKOSŤ	35/36, 37/38, 39/40	41/42

## JUNGOVA BANDÁŽ, KOŽENÁ



**Funkcia:** Ortopedická pomôcka chráni plochu chodidla v miestach hlavičiek priehlavkových kostí a pomáha tvarovať chodidlu správnu priečnu klenbu.

**Indikácie:** ✓ priečne plochonožie  
✓ Mortonova neuralgia

VEĽKOSŤ	1	2	3
OBVOD PRIEHLAVVKU (cm)	20	22	24

# SILIKÓNOVÉ VLOŽKY

## VKLADACIE VLOŽKY CELÉ

KÓD ZP: J58366

**Funkcia:** Odpruženie nárazov nohy pri chôdzi, rovnomerné rozloženie zaťaženia nohy v statickej a dynamickej polohe, ochrana chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

**Indikácie:** ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti  
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz  
✓ degeneratívne zmeny MTP kĺbov



OZNAČENIE:	S	M	L	XL
VEĽKOSŤ	36 – 37	38 – 39	40 – 41	42 – 43

## VKLADACIE VLOŽKY TROJŠTVRŤOVÉ

KÓD ZP: J58367

**Funkcia:** Odpruženie nárazov nohy pri chôdzi, rovnomerné rozloženie zaťaženia nohy v statickej a dynamickej polohe, ochrana chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

**Indikácie:** ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti  
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz  
✓ degeneratívne zmeny MTP kĺbov



OZNAČENIE	S	M	L	XL
VEĽKOSŤ	36 – 37	38 – 39	40 – 41	42 – 43

## PODPÄTENKA

KÓD ZP: J58365

**Funkcia:** Odpružovanie nárazov päty pri chôdzi. Odľahčenie päty pri statickej záťaži. Ochrana chrbtice a kĺbov dolnej končatiny pred poškodeniami z opakovaných otrasov pri chôdzi.

**Indikácie:** ✓ odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe pätovej kosti  
✓ zmierňujú bolesti a znižujú opotrebovanie po aplikácii endoprotéz



OZNAČENIE	S	M	L
VEĽKOSŤ	35 – 38	39 – 42	43 – 47

Podpätenka je univerzálna pre pravú aj ľavú dolnú končatinu. V balení je 1 kus.

## TLMIAČE VLOŽKY

**Funkcia:** Tlmiace vložky sú vhodné do dámskej obuvi s vyšším podpätkom. Vyrábajú sa v univerzálnej veľkosti. Tlmia bolesti priečnej klenby chodidla a zabraňujú posúvaniu chodidla v obuvi smerom dopredu.

**Indikácie:** ✓ zmierňujú bolesť v metatarzálnej oblasti nohy



VEĽKOSŤ Vyrábajú sa v jednej univerzálnej veľkosti vhodnej do obuvi veľkosti 35 – 41.

## SEPARÁTOR PRSTOV



**Funkcia:** Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi. Separátor vyrovnáva palec pri deformite hallux valgus. Odstraňuje medziprstové trenie, a tým zmiernuje bolestivé podráždenia.

**Indikácie:** ✓ hallux valgus  
✓ skrížené prsty

<b>VEĽKOSŤ</b>	35 – 38	39 – 42	43 – 47
----------------	---------	---------	---------

Separátor je **univerzálny** pre **pravú** aj **ľavú** nohu. V balení je 1 kus.

## KOREKTOR PRSTOV



**Funkcia:** Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi. Korektor zabráňuje prekryvaniu sa vedľajších prstov, a tým zmiernuje alebo odstraňuje bolestivé podráždenia.

**Indikácie:** ✓ skrížené prsty

<b>VEĽKOSŤ</b>	35 – 38	39 – 42	43 – 47
----------------	---------	---------	---------

Korektor je **univerzálny** pre **pravú** aj **ľavú** nohu. V balení je 1 kus.

## PODHLAVNÍK POLOHOVACÍ

921

KÓD ZP: K58342



**Funkcia:** Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní, hlavne pri chronických bolestiach hlavy a chrbtice.

**Veľkosť:** 40 x 75 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potah:** 100 % bavlna

## PODUŠKA ZDRAVOTNÁ

922

KÓD ZP: K58343



**Funkcia:** Poduška je vhodná na zlepšenie podmienok pri spaní, pohyb hlavy uvádza guľičky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

**Veľkosť:** 66 x 38 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potah:** 100 % bavlna

## PODUŠKA ZDRAVOTNÁ

923

KÓD ZP: K58344

**Funkcia:** Poduška je vhodná na polohovanie ako gymnastická pomôcka pri nesprávnom držaní tela, skolióze, kyfóze či ako polohovacia poduška pre tehotné ženy.

**Velkosť:** 85 x 90 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna



## POLOHOVACÍ VANKÚŠ

924

KÓD ZP: K58331

**Funkcia:** Vankúš je vhodný na polohovanie horných a dolných končatín.

**Velkosť:** 58 x 29 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna



## VANKÚŠ NA STOLIČKU

925

KÓD ZP: K58332

**Funkcia:** Vankúš je vhodný pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na stoličku alebo invalidný vozík. Pri používaní majú byť rebrá položené pozdĺž šírky sedadla.

**Velkosť:** 40 x 42 cm, 6-rebrový

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna



## VANKÚŠ POD ZADOK

927

KÓD ZP: K58334

**Funkcia:** Vankúš je vhodný pre pacientov, ktorí sú odkázaní celkom alebo čiastočne na lôžko. Diel formovaný do tvaru V dovoľuje použitie fľaše na moč. Tento vankúš možno kombinovať s vankúšom pod nohy.

**Velkosť:** 60 x 65 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna



## REKTÁLNY VANKÚŠ NA SEDENIE

928

KÓD ZP: K58335



**Funkcia:** Vankúš je vhodný pre pacientov po operáciách rekta a tiež trpiacich na hemoroidy.

**Velkosť:** 40 x 42 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna

## VEĽKÝ PODHLAVNÍK

934

KÓD ZP: K58340



**Funkcia:** Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní. Pohyb hlavy uvádza guľičky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

**Velkosť:** 50 x 30 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna

## MATRAC NA LÔŽKO

935

KÓD ZP: K58346



**Funkcia:** Matrac je vhodný pre pacientov s dlhším pokojom na lôžku. Umiestňuje sa na postelný matrac.

**Velkosť:** 85 x 195 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna

## MATRAC DETSKÝ

936

KÓD ZP: K58347



**Funkcia:** Matrac je vhodný pre pacientov s dlhším pokojom na lôžku. Umiestňuje sa na postelný matrac.

**Velkosť:** 65 x 125 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Potáh:** 100 % bavlna

## REKTÁLNY VANKÚŠ

938

KÓD ZP: K58338

**Funkcia:** Rektálny vankúš je zdravotnícka pomôcka vhodná pre pacientov po operáciách rekta a taktiež trpiacich na hemoroidy. Používa sa na odľahčenie sedacej časti tela pri dlhodobom sede, prípadne po pôrode. Položí sa na sedadlo stoličky tak, aby sa zabránilo vzniku preležanín v sedacej časti.

**Velkosť:** 40 x 40 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Poťah:** 100 % bavlna



## REHABILITAČNÁ PODOŠKA, PP01

940

KÓD ZP: K58349

**Funkcia:** Poduška sa používa pri poruchách spánku, migréne, pri bolestiach krčnej chrbtice. Je prispôbená na ležanie na bruchu, kedy otvory v poduške uľahčujú dýchanie.

**Velkosť:** 40 x 88 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Poťah:** 100 % bavlna



## OPIERKA NA CHRÁT DO INVALIDNÉHO VOZÍKA

943

KÓD ZP: L38382

**Funkcia:** Opierka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky.

**Velkosť:** 45 x 35 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Poťah:** 100 % bavlna



## PODLOŽKA POD ZADOK DO INVALIDNÉHO VOZÍKA

944

KÓD ZP: L38383

**Funkcia:** Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na invalidný vozík alebo na stoličku.

**Velkosť:** 45 x 35 cm

**Výplň:** polypropylénový granulát

**Poťah:** 100 % bavlna



## PODLOŽKA POD ZADOK DO INVALIDNÉHO VOZÍKA

945

KÓD ZP: L38384



- Funkcia:** Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na invalidný vozík alebo na stoličku.  
**Velkosť:** 45 x 76 cm  
**Výplň:** polypropylénový granulát  
**Potáh:** 100 % bavlna

## VANKÚŠ POLOHOVACÍ VALEC

946

KÓD ZP: L38384



- Funkcia:** Vankúš je vhodný na podopretie krčnej chrbtice pri sedení na invalidnom vozíku alebo pri ležaní na lôžku. Pomocou pružnej gúmy sa môže uchytiť o držadlá na invalidnom vozíku.  
**Velkosť:** 39 x 12 cm  
**Výplň:** polypropylénový granulát  
**Potáh:** 100 % bavlna

## POLOHOVACÍ KLIN POD NOHY



- Funkcia:** Zdravotnícka pomôcka, ktorá sa dá použiť na rehabilitáciu dolných končatín, podopretie lýtkovej časti nohy pri ochoreniach žíl, lýtkových kŕčov a artróze kolena.  
**Velkosť:** 73 x 42 x 10 cm  
**Výplň:** tvarovaný molitan  
**Potáh:** syntetický materiál

## PIESKOVÉ VRECKO



- Funkcia:** Pieskové vrečko je vhodné ako lokálne ťažidlo na operačné rany, na vrchnú fixáciu alebo postrannú imobilizáciu niektorej končatiny.  
**Velkosti:** 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg  
**Potáh:** syntetická useň



## PODLOŽKA REHABILITAČNÁ

**Funkcia:** Rehabilitačná podložka je vhodná na rehabilitačné cvičenie, športové aktivity a relaxáciu. Podložka je vyrobená zo syntetickej usne s výplňou z penového materiálu.

Vyrába sa v dvoch veľkostiach.

- Veľkosti:**
- a) 195 x 85 x 3 cm
  - b) 100 x 70 x 3 cm



## PAVLÍKOVE REMENCE

KÓD ZP: J58373

**Funkcia:** Pomôcka je určená pri stredne ťažkej až ťažkej forme dysplázie bedrových kĺbov.



## PLIENKA ABDUKČNÁ – POŠTOLKA

**Funkcia:** Ortopedická pomôcka vhodná na balenie dieťaťa, ktorá umožňuje správnu polohu dolných končatín a tým zabezpečuje správny vývoj bedrových kĺbov dieťaťa.



VEĽKOSŤ

1

2

3

4

5

## SUSPENZOR

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Pomôcka odľahčuje semenníky pri zápaloch a športových aktivitách.

**Indikácie:** ✓ zápalové postihnutia semenníkov  
✓ hydrokéla  
✓ prevencia pri fyzickej námahe a športe

VEĽKOSŤ	4	5	6	7	8	9	10
DĹŽKA OTVORU PRE PENIS (mm)	52	52	55	55	55	65	75
DĹŽKA VRECKA (mm)	125	130	135	140	145	165	180
KÓD ZP				J52712	J52713	J52714	J52715

## ZÁVES NA ZLOMENINU HORNEJ KONČATINY

KÓD ZP: v tabuľke



**Funkcia:** Zdravotnícka pomôcka určená na podopretie a čiastočne na fixáciu hornej končatiny pri zlomeninách alebo pooperačných stavoch.

VEĽKOSŤ	1	2	3
DĹŽKA PREDLAKTIA (cm)	28 – 35	35 – 40	40 – 47
KÓD ZP	J39798	J39799	J39800

## FRANCÚZSKA BARLA PROTETIKA 95

KÓD ZP: K22145




**Funkcia:** Zdravotnícka pomôcka určená na odľahčenie dolných končatín pri chôdzi alebo v stoji po úrazoch a operáciách.

**Technické údaje:**

Anatomicky tvarovaná rukoväť umožňuje lepšie rozdelenie tlaku na predlaktie, zaručuje pohodlie, gumové zakončenie zabezpečuje bezhlučné používanie, ľahká, odolná, vyrobená z duralu, maximálne zaťaženie 100 kg, nastaviteľná výška.

## MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRI VÝROBE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

## VLASTNOSTI



### NEOPRÉN

Elastický perforovaný materiál modrej farby, z dotykovej strany potiahnutý bavlneným úpletovým froté. Zloženie zabezpečuje dobrú tepelno-izolačnú schopnosť, ktorá umožňuje po aplikácii využiť zachytené fyziologické teplo. Elasticita materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky dáva predpoklad na požadovanú stabilizáciu alebo fixáciu postihnutej časti tela.


- Tepelno-izolačné vlastnosti
- Zdravotne vyhovujúci
- Dokonale pohodlný



### SOHATEX

Vysokoelastický materiál čiernej farby má špeciálnu priestorovú štruktúru, ktorá zabezpečuje vysoký stupeň priedušnosti. Vlákna materiálu majú schopnosť transportovať vlhkosť od pokožky smerom von, čím pomáhajú udržať pokožku suchú. Elasticita materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky dáva predpoklad na dobrú stabilizáciu alebo fixáciu postihnutej časti tela. V letnom období poskytuje vysoký komfort nosenia.


- Výborná cirkulácia vzduchu
- Zdravotne vyhovujúci
- Dobre odvádza vlhkosť



### ANATOMICKY TVAROVANÝ ÚPLET

Elastický anatomicky tvarovaný úplet vo farbe tmavošedej s modrým prúžkom. Fyziologicky tvarovaný materiál v kombinácii s vysokou elasticitou zabezpečuje vynikajúcu cirkulárnu kompresiu, ktorá je znásobená použitím rôznych spevňovacích komponentov (dlahy, peloty, gumené pásky). Materiál je ľahký, priedušný a odvádzajúci pot.


- Výborná cirkulácia vzduchu
- Vysoká pružnosť



### LAMINO

Trojvrstváva neelastická pevná tkanina, z rubovej strany potiahnutá bavlneným froté. Materiál je aplikovaný na pomôcky rigidného charakteru.

- Dokonale pohodlný
- Zdravotne vyhovujúci



### GUMOTEXTIL

Elastická priedušná tkanina bielej farby. Zloženie a štruktúra materiálu v kombinácii so správnou konštrukciou pomôcky zabezpečuje požadovanú kompresiu, pričom jej požívanie je vzhľadom na hrúbku nenápadné a komfortné. Materiál môže byť použitý aj vo forme popruhov, najmä pri rôznych typoch napomínacích bandáží.

- Vysoká pružnosť
- Prírodný materiál
- Zdravotne vyhovujúci

## MATERIÁLY NA VÝROBU ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK

## VLASTNOSTI



### PRÍRODNÁ USEŇ

Prírodná useň je prírodný, hebký materiál vhodný aj pre alergikov. Useň má odolný povrch, ktorý sa nedá ľahko roztrhnúť alebo poškodiť, má dlhú životnosť. Pravidelná údržba výrazne predlžuje životnosť.


- Prírodný materiál
- Výborná cirkulácia vzduchu
- Zdravotne vyhovujúci



### MULTIFORM

Multiform je pružný materiál. Jeho základom je etylvinyl acetát (EVA). Je flexibilnejší ako polyetylén s nízkou hustotou (LDPE). EVA materiál má dobré izolačné a nepremokavé vlastnosti, je odolný voči nízkym teplotám a tlaku. EVA materiál je odolný voči UV žiareniu a nemá žiadny zápach.

- Vysoká pružnosť
- Veľmi pružný materiál
- Zdravotne vyhovujúci



### SILIKÓN

Medzi hlavné vlastnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných polymérov, patrí stálosť v širokom rozmedzí teplôt od  $-60^{\circ}\text{C}$  do  $+180^{\circ}\text{C}$ . Výrobky zo silikónu sú dlhodobou odolné voči UV žiareniu, poveternostným podmienkam a potu.

- Zdravotne vyhovujúci



## Filozofia spoločnosti PROTETIKA, a. s.

Je založená na príbehoch reálnych ľudí, ktorým hendikep v pohybe mení celý svet.

Či už im v pohybe bráni zdravotný stav, vyšší vek, alebo pocit neistoty, PROTETIKA vytvára možnosti pre ich plnohodnotný život. Vďaka skúsenostiam, odbornému tímu a novým technológiám PROTETIKA už viac ako 90 rokov prináša svojim klientom zdravotnícke pomôcky vysokej kvality a terapeutické účinnosti.

### Sídlo spoločnosti:

PROTETIKA, a. s.  
Bojnická 10  
823 65 Bratislava

predaj@protetika.sk  
+421 2 442 57 456

[www.protetika.sk](http://www.protetika.sk)

