

## VELKOSTNÉ TABUĽKY PROTETIKA - ORS

DOSPELÍ		dĺžka <i>podošvy</i> v cm									
Model	Vel'kost' v cm	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
T 05	Vel'kostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	45	47	
T 09	Vel'kostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	x	x	

		dĺžka <i>podošvy</i> v cm														
Model	Vel'kost' v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32	
T 04	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	x	x	
T 16	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	x	x	
T 17	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	x	x	
T 13	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 30	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	x	x	x	x	x	
T 56	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	x	x	x	x	x	x	x	
T 80	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	x	x	x	x	x	x	
T 84	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	x	x	x	x	x	x	
T 86	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	x	x	x	x	x	x	
T 18 Walker	Vel'kostné číslo	x	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	x	x	

LIFESTYLE		dĺžka <i>podošvy</i> v cm							
Model	Vel'kost' v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28
T 90	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42
T 91	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42
T 92	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42
T 96	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42

LIFESTYLE DETI		dĺžka <i>podošvy</i> v cm											
Model	Vel'kost' v cm	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 94	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	x	x	x
T 97	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

DETI		dĺžka <i>podošvy</i> v cm																		
Model	Vel'kost' v cm	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 102	Vel'kostné číslo	20	21	22	23	24	25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T 72A	Vel'kostné číslo	20	21	22	23	24	25	26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T 72B	Vel'kostné číslo	x	x	x	x	x	x	x	27	x	29	30	x	x	x	x	x	x	x	x
T 115A	Vel'kostné číslo	x	x	22	23	24	25	26	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T 115B	Vel'kostné číslo	x	x	x	x	x	x	x	x	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 116A	Vel'kostné číslo	x	x	22	23	24	25	26	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T 116B	Vel'kostné číslo	x	x	x	x	x	x	x		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 27	Vel'kostné číslo	x	x	x	x	x	x	x	27	28	29	30	31	32	33	34	35	x	x	x
T 32	Vel'kostné číslo	x	x	x	x	x	x	x	27	28	29	30	31	32	33	34	35	x	x	x



V sandálke PROTETIKA Orthopedic tvorí podošva so stielkou kompaktný anatomicky tvarovaný výlisok. Pozor na špeciálne číslovanie v centimetroch: Vel'kostná tabuľka rehabilitačných sandál PROTETIKA neuvádza *dĺžku stielky, ale dĺžku podošvy*. Miesto pre chodidlo je *len vo vnútri výlisoku*. Chodidlo nemá zasahovať na vyvýšené okraje. Vyberte si preto veľkostné číslo, ktoré má podošvu minimálne o 1 cm väčšiu ako je dĺžka chodidla. Zdravotné prvky (lôžko pre pätu, podpora klenby chodidla a oddeľovače prstov) tak budú pôsobiť na správnom mieste.

dospelí  
 deti  
 lifestyle dospelí/deti  
 x v tom čísle sa nevyrába